

MODEL B309 / B309 D



SERIE B309 B309 D



MODEL 309 / 309 D | BEDS (foldable beds)

A compact cleaning and disinfecting system for care and hospital beds in transport position (foldable beds). It is also possible to clean and disinfect wheelchairs, toilet chairs, anti-decubitus mattresses or rehab accessories in these wash cells.

MODEL 309 / 309 D | BETTENREINIGUNGSSYSTEM (faltbare Betten)

Ein kompaktes Reinigungs- und Desinfektionssystem für Pflege- und Krankenhausbetten in Transportposition (faltbare Betten). Es ist auch möglich, Rollstühle, Toilettenstühle und Anti-Dekubitus zu reinigen und zu desinfizieren. Matratzen oder Reha-Zubehör können in diesen Waschkabellen auch gereinigt werden.

SPECIFICATIONS BESCHREIBUNG

Measurements

- Length:
- Width:
- Height:

Abmessung

- Länge:
- Breite:
- Höhe:

Capacity

- Bedstead:
- Bedstead foldable:
- Wheelchair:
- AD mattresses:
- Otherwise:
- Roller door:

Anwendung

- Bettgestell:
- Bettgestell faltbar:
- Rollstuhl:
- AD-Matratzen:
- Anderes:
- Rolltor:

Operating parameters

- Operation voltage:
- Electrical power:
- Water pressure:
- Water consumption:
- Sound level:

Betriebsparameter

- Betriebsspannung:
- Elektrische Energie:
- Wasserdruck:
- Wasserverbrauch:
- Lautstärke:

OPTIONS

Accessories

- AD cleaning system:
- Ramp:
- Drip tray:
- Pressure washer:
- Washing device bike:
- Cleaning basket:
- Rail system:
- Transport vehicle:
- Drying system:
- Water heating:
- Additional heating (water):
- Data Transfer

OPTIONEN

Zubehör - optional

- AD-Reinigungssystem:
- Rampe:
- Abtropfwanne
- Hochdruckreiniger:
- Radwaschanlage
- Reinigungskorb:
- Fahrschienen:
- Transportwagen
- Trocknungssystem:
- Wasserheizung
- Zusatzheizung (Tank):
- Datenübertragung:

309

1400
1640
2500

-
1
1
1
1
1
1

230 V / 400 V
2,2 kWh / 24 kWh
2-3 bar
35 - 40 l
63 dB

Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
-
Yes
Yes
Yes
Yes (USB, Printer, WLAN/Wifi)

309 D

1400
1640
2500

-
1
1
1
1
1
2

230 V / 400 V
2,2 kWh / 24 kWh
3-4 bar
35 - 40 l
63 dB

Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
-
Yes
Yes
Yes
Yes (USB, Printer, WLAN/Wifi)