



MODEL 313 / 313 D

SERIE 313 313 D



MODEL 313 / 313 D | WHEELCHAIRS

A compact cleaning and disinfecting system for wheelchairs and rehabilitation accessories. The optional wheel washing device can be used to clean the large wheelchair rear wheels. The use of a special AD cleaning system enables the cleaning and disinfecting of antidecubitus mattresses. Furthermore, optional cleaning baskets can be supplied for the treatment of smaller rehabilitation accessories.

MODEL 313 / 313 D | ROLLSTUHLREINIGUNGSSYSTEM

Ein kompaktes Reinigungs- und Desinfektionssystem für Rollstühle und Reha-Zubehör.
Die optionale Radwaschvorrichtung kann zum Reinigen der großen Rollstuhlrückseite verwendet werden.
Der Einsatz eines speziellen AD Reinigungssystems ermöglicht die Reinigung und Desinfektion von Anti-Dekubitus-Matratzen.
Darüber hinaus können optionale Reinigungskörbe für die Behandlung von kleineren Reha-Zubehör geliefert werden

SPECIFICATIONS BESCHREIBUNG

Measurements

- Length:
- Width:
- Height:

Capacity

- Bedstead:
- Bedstead foldable:
- Wheelchair:
- AD mattresses:
- Otherwise:
- Roller door:

Operating parameters

- Operation voltage:
- Electrical power:
- Water pressure:
- Water consumption:
- Sound level:

OPTIONS

Accessories

- AD cleaning system:
- Ramp:
- Drip tray:
- Pressure washer:
- Washing device bike:
- Cleaning basket:
- Rail system:
- Transport vehicle:
- Drying system:
- Water heating:
- Additional heating (water):
- Data Transfer

Abmessung

- Länge:
- Breite:
- Höhe:

Anwendung

- Bettgestell:
- Bettgestell faltbar:
- Rollstuhl:
- AD-Matratzen:
- Anderes:
- Rolltor:

Betriebsparameter

- Betriebsspannung:
- Elektrische Energie:
- Wasserdruck:
- Wasserverbrauch:
- Lautstärke:

OPTIONEN

Zubehör - optional

- AD-Reinigungssystem:
- Rampe:
- Abtropfwanne
- Hochdruckreiniger:
- Radwaschanlage
- Reinigungskorb:
- Fahrschienen:
- Transportfwagen
- Trocknungssystem:
- Wasserheizung
- Zusatzheizung (Tank):
- Datenübertragung:

313

1400
1640
2000

-
-
1
1
1
1

230 V / 400 V
2,2 kWh / 24 kWh
3-4 bar
35 - 40 l
63 dB

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
-
Yes
Yes
-
Yes (USB, Printer, WLAN/Wifi)

313 D

1400
1640
2000

-
-
1
1
1
2

230 V / 400 V
2,2 kWh / 24 kWh
3-4 bar
35 - 40 l
63 dB

Yes
Yes
Yes
No
-
-
-
-
Yes
Yes
-
Yes (USB, Printer, WLAN/Wifi)

RehaWash Systems GmbH

Berliner Straße 104
02943 Weißwasser

Tel.: +49 (0) 3576 – 22 30 50
Fax: +49 (0) 3576 – 22 30 52

e-Mail: info@rehawash.com
Internet: www.rehawash.com

