



## MODEL B904 / B904 D



### SERIE B904 B904 D



#### MODEL 904 / 904 D | BEDS (beds in a normal (horizontal) position).

The RehaWash wash cell with integrated cleaning and disinfecting system is a validated and certified hygienic process for cleaning and disinfecting.  
It clearly exceeds the requirements of the Medical Products Act for the safe treatment of reusable aids – demonstrated by hygienic analyzes based on a complex series of tests.

#### MODEL 904/ 904 D | BETTREINIGUNGSSYSTEM (Betten in der normalen Position)

Die RehaWash-Waschzelle mit integriertem Reinigungs- und Desinfektionssystem ist ein validiertes und Zertifiziertes hygienisches Verfahren zur Reinigung und Desinfektion.  
Es übertrifft deutlich die Anforderungen des Medizinproduktegesetzes für die sichere Behandlung von wiederverwendbarem Material  
AIDS - demonstriert durch hygienische Analysen, die auf einer komplexen Testreihe basieren.

#### SPECIFICATIONS BESCHREIBUNG

##### Measurements

- Length:
- Width:
- Height:

##### Abmessung

- Länge:
- Breite:
- Höhe:

##### Capacity

- Bedstead:
- Bedstead foldable:
- Wheelchair:
- AD mattresses:
- Otherwise:
- Roller door:

##### Anwendung

- Bettgestell:
- Bettgestell faltbar:
- Rollstuhl:
- AD-Matratzen:
- Anderes:
- Rolltor:

##### Operating parameters

- Operation voltage:
- Electrical power:
- Water pressure:
- Water consumption:
- Sound level:

##### Betriebsparameter

- Betriebsspannung:
- Elektrische Energie:
- Wasserdruck:
- Wasserverbrauch:
- Lautstärke:

#### OPTIONS

##### Accessories

- AD cleaning system:
- Ramp:
- Drip tray:
- Pressure washer:
- Washing device bike:
- Cleaning basket:
- Rail system:
- Transport vehicle:
- Drying system:
- Water heating:
- Additional heating (water):
- Data Transfer

#### OPTIONEN

##### Zubehör - optional

- AD-Reinigungssystem:
- Rampe:
- Abtropfwanne
- Hochdruckreiniger:
- Radwaschanlage
- Reinigungskorb:
- Fahrschienen:
- Transportwagen
- Trocknungssystem:
- Wasserheizung
- Zusatzheizung (Tank):
- Datenübertragung:

#### B904

2500  
2110  
2500

1  
2  
3 - 4  
4  
4  
-

400 V  
2,2 kWh / 24 kWh  
3-5 bar  
35 - 40 l  
63 dB

Yes  
Yes  
No  
Yes  
No  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes (USB, Printer, WLAN/Wifi)

#### B904 D

2500  
2110  
2500

1  
2  
3 - 4  
4  
4  
-

400 V  
2,2 kWh / 24 kWh  
3-5 bar  
35 - 40 l  
63 dB

Yes  
Yes  
No  
Yes  
No  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes (USB, Printer, WLAN/Wifi)

