




FAMILLE DALI **NEW** – 230V

LIT DE SOINS ECONOMIQUE AVEC TOUTES LE FONCTIONS ELECTRIQUES



Avantages

- Excellente qualité à un rapport qualité prix très attirant
- Espace sous le lit totalement libre
 - Facilités pour nettoyer sous le lit
 - Usage aisé d'un soulève-patient
- Barrières de sécurité en une pièce avec **système « clic »** pour une sécurité optimale
 - Hauteur 37cm (-22cm hauteur de sécurité = épaisseur de matelas maximale 15cm)
- Télécommande avec possibilité de bloquer les fonctions individuellement
- Sommier en quatre parties pour du confort supplémentaire
 - Réglage électriquement en hauteur de 40 à 80 cm
 - Dossier réglable électriquement
 - Plicature des genoux réglable électriquement
- Tous **les moteurs peuvent être remplacés sans outils**
- Structure en colonnes
- Position fauteuil
 - Le déplacement complet du sommier permet de créer une position de fauteuil



Particularités

- Sommier en bois en quatre parties de 90x200cm
- Déplacement en hauteur : 40-80cm
- Dossier, plicature genoux et hauteur réglables électriquement
- Position fauteuil grâce à la position anti-trendelenburg
- 230 Volt
- Charge de travail sécurisée 185kg – poids du patient maximal 150kg
- Cadre et barrières en bois : hêtre nature
- Potence avec poignée standard incluse




Variantes

- Dali low à hauteur d'entrée basse
 - Déplacement en hauteur : de 32 à 72cm
- Dali low entry à hauteur d'entrée très basse
 - Déplacement en hauteur : de 22 à 62cm
 - Sommier en métal avec ajustement des jambes à l'aide d'une crémaillère.

Options et accessoires

- Sommier en métal (le sommier en métal est pourvu d'une crémaillère pour ajuster la hauteur des jambes inférieures)
- Barrières de protection en métal
- Crémaillère pour réglage des jambes inférieures (pour Dali avec sommier en bois)
- Encadrement en bois pour la tête et le pied du lit
- Barrière de sécurité supplémentaire.
- Aide à la sortie du lit
- Ecarteur de mur
- Allonge de lit 20cm
- Barrières de sécurité 2/3 rabattables
- Soft covers



Numéros d'article

BBDNEW-HH	Dali – 230V – sommier en bois et barrières de protection en bois
BBDNEW-MH	Dali – 230V – sommier en métal et barrières de protection en bois
BBDNEW-MM	Dali – 230V – sommier en métal et barrières de protection en métal
BBDLNEW-HH	Dali low – 230V – sommier en bois et barrières de protection en bois
BBDLNEW-MH	Dali low – 230V – sommier en métal et barrières de protection en bois
BBDLNEW-MM	Dali low – 230V – sommier en métal et barrières de protection en métal
BBDLENEW-MH	Dali low entry – 230V – sommier en métal et barrières de protection en bois
BBDLENEW-MM	Dali low entry – 230V – sommier en métal et barrières de protection en métal