



## GIGANT

### LIT DE SOIN CONFORTABLE POUR PERSONNES OBÈSES



#### Avantages

- Idéal pour les patients plus lourds
- Largeur de sommier de 120cm
- Très haute charge maximale sécurisée
- Espace sous le lit totalement libre
  - Facilités pour nettoyer sous le lit
  - Usage aisé d'un soulève-patient
- Barrières de sécurité en une pièce pour une sécurité optimale.
  - Hauteur 37cm (-22cm hauteur de sécurité = épaisseur maximale du matelas 15cm)
- Télécommande avec possibilité de bloquer les fonctions individuellement
- Sommier en quatre parties pour plus de confort
  - Réglage électriquement en hauteur de 40 à 80 cm.
  - Dossier réglable électriquement
  - Plicature des genoux réglable électriquement
- Réglage des jambes manuel grâce à une crémaillère
- Structure en colonnes
- Position fauteuil
  - Le déplacement complet du sommier permet de créer une position de fauteuil.
- CPR






## Particularités

- Sommier en quatre parties, dimensions 120x200cm
- Déplacement en hauteur de 40-80cm
- Hauteur, dos et cuisses réglables électriquement
- Position fauteuil grâce à la position anti-Trendelenburg
- 24 Volt
- Charge de travail sécurisée de 350kg – poids maximal du patient 280kg
- Tête de pied et de lit et barrières de sécurité en hêtre naturel
- Potence avec poignée standard incluse
- CPR

## Variantes

- Gigant avec barrières de sécurité Mobivit scindées
  - Les barrières scindées peuvent être installées d'un côté ou de l'autre du lit ou bien aux deux côtés.
  - Avec support pratique au milieu du lit



## Options et accessoires

- Barrière de sécurité supplémentaire
- Allonge de lit de 20cm

## Numéros d'article

BBG-DO	Gigant – avec barrières de sécurité continues
BBG-1MV	Gigant – avec barrières continues d'un côté et barrières Mobivit de l'autre côté (à droite ou à gauche en regardant depuis le pied du lit)
BBG-2MV	Gigant – avec barrières Mobivit des deux côtés