



## FAMILLE INOVIA

### LIT DE SOINS INNOVANT



#### Avantages

- Finition raffinée et de qualité
- Lit hyper-bas : 22cm
- Détails techniques
  - Déplacement du dossier avec point de pivot virtuel pour empêcher de glisser vers le bas
  - Système de frein semi-central
  - Roues cachées
- Basse tension 24 Volt
- Barrières de sécurité en une pièce pour une sécurité optimale.
  - Hauteur 43cm (-22cm hauteur de sécurité = épaisseur maximale du matelas 21cm)
- Charge de travail sécurisée haute, adapté aux patients plus lourds.
- Télécommande avec possibilité de bloquer les fonctions individuellement
- Sommier en quatre parties pour plus de confort
  - Réglage électriquement en hauteur de 22 à 80 cm.
  - Dossier réglable électriquement
  - Plicature des genoux réglable électriquement
- Réglage des jambes manuel grâce à une crémaillère
- Structure en colonnes
- Position fauteuil
  - Le déplacement complet du sommier permet de créer une position fauteuil complète.

#### Particularités

- Sommier en quatre parties, dimensions 90x200cm
- Déplacement en hauteur : 22 à 80 cm
- Hauteur, dos et cuisses réglables électriquement
- Point de pivot virtuel
- 24 Volt
- Position fauteuil grâce à la position anti-Trendelenburg



- Charge de travail sécurisée 225kg – poids maximal du patient : 190kg
- Frein semi-central
- Habillage et barrières de sécurité en hêtre naturel
- Potence avec poignée standard incluse

## Variantes

- Inovia 100
  - sommier 100x200cm
- Inovia avec barrières de sécurité scindées Mobiflex
  - Les barrières scindées peuvent être installées au choix d'un seul côté (droite ou gauche) ou bien des deux côtés du lit.
  - Déplaçables sur deux niveaux



## Options et accessoires

- Décor bois en havanna
- Rallonge de lit 20cm / 27cm



## Numéros d'article

BBIN-DO	Inovia – 24V – avec barrières de sécurité continues –sommier 90x200cm
BBIN-2MF	Inovia – 24V – avec barrières de sécurité continues d'un côté et barrières Mobiflex de l'autre (gauche ou droite en regardant depuis le pied du lit) – sommier 90x200cm
BBIN-4MF	Inovia – 24V – avec barrières de sécurité Mobiflex des deux côtés du lit – sommier 90x200cm
BBIN100-DO	Inovia – 24V – avec barrières de sécurité continues – sommier 100x200cm
BBIN100-2MF	Inovia – 24V – avec barrières de sécurité continues d'un côté et barrières Mobiflex de l'autre (gauche ou droite en regardant depuis le pied du lit) – sommier 100x200cm
BBIN100-4MF	Inovia – 24V – avec barrières de sécurité Mobiflex des deux côtés du lit – sommier 100x200cm