

SYSTEME BED-IN-BED



Avantages

- Peut être monté sans effort dans un cadre de lit existant
- Disponibles dans des largeurs allant de 80 à 140cm et longueur allant de 180 à 200cm
- Déplacement en hauteur de 29 à 74 cm
- Basse tension 24 volts
- Télécommande avec possibilité de bloquer des fonctions individuellement.
- Sommier en quatre parties pour plus de confort
 - Réglage électriquement en hauteur de 29 à 74 cm.
 - Dossier réglable électriquement
 - Plicature des genoux réglable électriquement
- Réglage des jambes manuel grâce à une crémaillère

Particularités

- Sommier en quatre parties en bois, dimensions 90x200cm
- Déplacement en hauteur : 29-74cm
- Hauteur, dos et cuisses réglables électriquement
- 24 Volt
- Charge de travail sécurisée de 200kg – poids maximal du patient 185kg
- Potence avec poignée standard et barrières de sécurité en option
- Structure en ciseaux

Dimensions du sommier

- 90x200cm
- 80x200cm
- 100x200cm
- 120x200cm
- 140x200cm
- 80x190cm
- 90x190cm
- 100x190cm

Cadre de lit Homecare

- Cadre de lit disponible dans différentes dimensions et couleurs
 - 90x200cm, 140x200cm, 160x200cm et 180x200cm
 - Couleurs bois : blanc, chêne et brun-noir



Options et accessoires

- Barrières de sécurité continues
- Barrières de sécurité 2/3 rabattables
- Potence avec poignée standard
- Adaptateur 7cm pour rehausser la position la plus basse
- Aide à la sortie du lit
- Rallonge de lit de 20cm (Uniquement pour Lippe 120cm et 140cm)

Numéros d'articles LIPPE

BBL90200	Lippe – 24V – sommier 90x200cm
BBL80200	Lippe – 24V – sommier 80x200cm
BBL100200	Lippe – 24V – sommier 100x200cm
BBL120200	Lippe – 24V – sommier 120x200cm
BBL140200	Lippe – 24V – sommier 140x200cm
BBL80190	Lippe – 24V – sommier 80x190cm
BBL90190	Lippe – 24V – sommier 90x190cm
BB100190	Lippe – 24V – sommier 100x190cm


Numéros d'articles cadre de lit Homecare

HBEDK-90200	Cadre de lit Homecare– 90x200cm
HBEDK-140200	Cadre de lit Homecare – 140x200cm
HBEDK-160200	Cadre de lit Homecare – 160x200cm
HBEDK-180200	Cadre de lit Homecare – 180x200cm

BURMEIER LIPPE – FICHE DE SECURITE

Le lit Burmeier Lippe est livré avec un mode d'emploi qui contient des consignes de sécurité à respecter. Toutes les personnes travaillant avec le lit Lippe doivent connaître le contenu de ces instructions et suivre les consignes de sécurité.

Le sommier Lippe est destiné à une personne qui a besoin de soins. Le cadre du plan de couchage ne doit pas s'enfoncer complètement dans le cadre du lit dans lequel il est installé. Il y a alors un risque d'écrasement. La distance minimale est de 2,5 cm.



Il est interdit d'installer deux sommiers Lippe dans le même cadre de lit, également à cause du risque d'écrasement.

Distrac Group et Burmeier ne peuvent être tenus pour responsables des dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte du sommier Lippe.

Tout utilisateur qui ne respecte pas les obligations pour un fonctionnement durable et sûr de ce dispositif médical est personnellement responsable des conséquences des dangers éventuels en cas d'utilisation incorrecte.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du mode d'emploi, y compris des consignes de sécurité, du sommier Burmeier Lippe.

Lu et approuvé,

Nom _____

Date _____

Signature _____