

Toebehoren

Clinic | Care | Assist


STIEGELMEYER

Praktische **EXTRA'S**
ter keuze



Toebehoren

Praktische **EXTRA'S** ter keuze

TOEBEHOREN

voor meer comfort

Het toebehoren-assortiment van Stiegemeyer is bijzonder praktijkgericht. Bij de ontwikkeling van deze extra's richten wij ons in het bijzonder op de alledaagse praktijk van verplegend personeel, patiënten en hulpbehoevende personen.

Praktisch gebruik, flexibele inzetbaarheid en een robuuste uitvoering staan daarbij op de eerste plaats. Alle accessoires zijn eenvoudig aan te brengen, snel inzetbaar en als extra uitrusting bij de Stiegemeyer-bedsystemen universeel te gebruiken.




Handgreep individueel in te stellen: eenvoudig korter en langer te maken. De **bedgalg** kan zowel links als rechts van het bed aangebracht worden. De kunststof riem en de handgreep zijn inbegrepen.



Norm-klemrail

aan te brengen aan de infuus-standaard en bedoeld voor het bevestigen van extra apparaten.*



Pomphouder

is in hoogte verstelbaar en is bedoeld voor het aanbrengen van infuuspompen en andere apparaten.*



Krukkenhouder aan bed of nachtkastje.

De krukken zijn veilig opgeborgen en goed bereikbaar voor de patiënt.



Documentenhouder

voor het bewaren van tijdschriften en het patiëntdossier. Universeel inzetbaar op ziekenhuisbed en nachtkastje.



Schrijfplateau

is universeel inzetbaar, praktisch inklapbaar en eenvoudig te positioneren.



Zijhek 6637,

doorlopend, biedt de patiënt optimale bescherming tegen uit bed vallen. In een handomdraai aan hoofd- en voeteneinde te monteren.

* Levering inclusief infuusstang



Bedgalg met dubbele infuushaken voor het aanbrengen van infusen aan de bedgalg.



Bedgalg met infuushouder wordt met een klem direct op de bedgalg bevestigd (in staal of kunststof verkrijgbaar).



Infuusstandaard met 45°-hoek (2 kg) wordt in de standaard aangebrachte houders geplaatst. Hij heeft vier haken en is in hoogte verstelbaar.



Binnen handbereik en decent aangebracht: de **urinaalhouder** en de **universele beugel** passend in de rails aan beide kanten van het bed.



Accessoirerail biedt veel ruimte voor het aanbrengen van toebehoren, bijv. van redonflessen etc.



Handdoekhouder eenvoudig in de panelen van de hoofd- en voetenborden te plaatsen.



Ruimtebesparend **zijhek 6638** – ruimtebesparend door de middelste spijl als U-profiel. Voor eenvoudig uitstappen en betere bereikbaarheid van de bedieningselementen.



Zijhek 6638, vier spijlen. Het verhoogde zijhek biedt extra bescherming bij het gebruik van anti-decubitus-systemen (41–48 cm boven ligvlak).



Bedhekbeschermhoes voor doorlopende zijhekken. Biedt vooral onrustige patiënten optimale bescherming.




Infuusstandaard 6331 verticaal
wordt in de standaard aangebrachte
houders geplaatst. Hij heeft vier haken
en is in hoogte verstelbaar.




Infuusstandaard met vier haken
(5 kg) is bijzonder stabiel en bedoeld
voor het aanbrengen van meerdere
grote infusen of spoelingen.



Zware last-infuusstandaard
is bijzonder stabiel en met zijn twee
infuushaken speciaal bedoeld voor
zware spoelingen tot 10 kg per haak.



Handsethouder
Altijd binnen handbereik, individueel
instelbaar en flexibel.




Door het eenvoudig te vervangen
extensiehoofd aan het voeteneinde
kunnen extensies bij de Seta veilig
aangebracht worden.



Naamkaarthouder
van transparant plexiglas. Voor het
persoonlijk contact met de patiënt in
ziekenhuizen en verpleegtehuizen.



Leeslampje Sola met adapter in de
bedgalghouder resp. op de bedgalg
van het ziekenhuisbed aan te brengen.
Met flexibele arm in alle richtingen te
verstellen.



LED-lampje Ledi is al door
licht contact te bedienen en
energiebesparend. Aan te brengen
in de bedgalghouder resp. op de
bedgalg van het ziekenhuisbed.



Opvulstuk voor bedverlenging
Vult het gat op en biedt ligcomfort
van top tot teen.

TOEBEHOREN voor hoge eisen

De eisen die gesteld worden aan toebehoren in de intensieve zorg zijn hoog. Extreme belastbaarheid en een goede en veilige werking van het product met een gegarandeerde lange levensduur staan daarbij voorop. In het bijzonder moet de optimale bescherming van de intensief te verplegen patiënten gewaarborgd

worden door bij ziekenhuisbedden perfect werkende toebehoren. Bij onze aangeboden accessoires is er rekening gehouden met de specifieke eisen die aan materiaal en werkwijze in de intensieve zorg gesteld worden.



Adapter met spanrail
voor het aan het hoofdeinde aanbrengen van extra apparaten (het hoofdbord kan nog steeds weggeklapt worden).



Spanrail
eenvoudig te bevestigen, aan hoofd- en voeteneinde te gebruiken voor het aanbrengen van extra apparaten.



Spanrail aan hoofdeinde (Seta)
Met de aan het hoofdeinde aangebrachte spanrail kan de Seta met veel verschillende accessoires voor de intensive care multifunctioneel uitgerust worden.




Bevestigbare spanrail
Met de verschillende accessoires als de aan het bed bevestigbare spanrail kan de Seta op bijna alle afdelingen van een ziekenhuis ingezet worden.



Zuurstoffleshouder
te plaatsen in de spanrail. Zorgt voor een veilig transport van zuurstofflessen tot 5 liter.



Zuurstoffleshouder
aan te brengen aan hoofd- en voetenbord. Flexibel in te zetten bij standaard bedden voor zuurstofflessen tot 2 liter.



Zuurstoffleshouder
te plaatsen in de spanklem of in de houder voor de bedgalg aan het hoofdeinde. Zorgt voor een veilig transport van de zuurstoffles bij beademingspatiënten.




Spanklem

snel en eenvoudig te bevestigen aan de spanrail, bijv. voor een zuurstoffleshouder.



Monitortafel

te plaatsen in de spanklem of in de houder voor de bedgalg. De stabiele metalen tafel kan naar alle kanten gedraaid worden en is in hoogte verstelbaar.



Zijhek 5300

apart neer te laten en te plaatsen op de spanrails. Vereenvoudigt de toegang tot en de verzorging van de patiënt.



Afdekkappen van **schuimleer** voor het **zijhek 5300** bieden in het bijzonder onrustige patiënten optimale bescherming.



Zijkhek 6639

omlaag te zwenken, snel en eenvoudig te bedienen. De hoofd- en voeteneinden blijven vrij toegankelijk.




Vormkussen, tweedelig, voor de Sicuro plus. Bijzonder ontlastend door visco-elastisch schuim. Voor een aangename ligpositie van de patiënt bij een schuin gezet bed.

TOEBEHOREN voor individuele oplossingen

Naast ons aangeboden toebehoren-programma willen wij ook graag aan uw individuele wensen tegemoet komen. Neem dan ook gerust contact met ons op.

Wij wijzen u er wel op dat niet al onze aangeboden accessoires met elk willekeurig Stiegemeyer-bed gecombineerd kunnen worden.



Informatie over onze bed- en matrassystemen voor optimaal ligcomfort en een zo goed mogelijke decubituspreventie sturen wij u desgewenst graag toe.