



GIGANT

COMFORTABEL VERPLEEGBED VOOR ZWAARDERE PERSONEN



Voordelen

- Ideaal voor zwaardere patiënten
- Comfortabele ligvlakbreedte 120cm
- Zeer hoge veilige werklust
- Volledig vrije onderbouw
 - Eenvoudige reiniging onder het bed
 - Vlot gebruik van tilliften
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid of gedeelde Mobivit onrusthekken voor meer bewegingsvrijheid
 - Hoogte 37cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 15cm)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
 - Elektrische hoog-laag verstelling van 40 tot 80cm
 - Elektrisch verstelbaar rugdeel
 - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Kolombed (motoren voor hoogtevariatie aan hoofd- en voeteinde)
- Zetelpositie
 - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren
- CPR hendel (brengt de rugsteun manueel in horizontale positie)





Eigenschappen

- Vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 120x200cm
- Hoogteverstelling 40-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt
- Veilige werklust 350kg – max. patiëntengewicht 280kg
- Ombouw en houten onrusthekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen
- CPR

Model varianten

- Gigant met gedeelde Mobivit onrusthekken
 - De gedeelde onrusthekken kunnen aan 1 zijde links of rechts van het bed voorzien worden (terwijl aan de andere kant eendelige onrusthekken blijven)
 - De gedeelde onrusthekken kunnen ook aan beide zijden van het bed geplaatst worden
 - Met praktische middensteun



Opties en accessoires

- Extra onrusthekkenlat
- Bedverlenging 20cm

Bestelnummers

BBG-DO	Gigant – met doorlopende onrusthekken
BBG-1MV	Gigant - met eendelige onrusthekken aan 1 zijde, en Mobivit onrusthekken aan de andere zijde (linker- of rechterzijde, gekeken vanaf het voeteinde)
BBG-2MV	Gigant – met Mobivit onrusthekken aan beide zijden