



LIPPE FAMILIE

BED-IN-BED SYSTEEM



Voordelen

- Kan moeiteloos in een bestaand bed worden ingebouwd
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Grote hoogteverstelling van 29 tot 74cm
- 24 Volt laagspanning (veilig, lager energieverbruik)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
 - Elektrische hoog-laag verstelling van 29 tot 74cm
 - Elektrisch verstelbaar rugdeel
 - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook

Eigenschappen

- Vierdelig houten ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 29-74cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- 24 Volt
- Veilige werklust 200kg – max. patiëntengewicht 165kg
- Oprichter met standaard handgreep en onrusthekkens optioneel verkrijgbaar
- Schaarbed (hoogtevariatie d.m.v. 1 motor ter hoogte van de schaar)

Variante afmetingen ligvlak

- 90x200cm
- 80x200cm
- 100x200cm
- 120x200cm
- 140x200cm
- 80x190cm
- 90x190cm
- 100x190cm



Homecare Bedkader

- Bedkader in verschillende afmetingen en decor uitvoeringen
 - 90x200cm, 140x200cm, 160x200cm en 180x200cm
 - Houtdecor: wit, eik, zwartbruin



Opties en accessoires

- Doorlopende onrusthekken
- 2/3 neerschuihbare onrusthekkenlat
- Oprichter met standaard handgreep
- Adapter 7cm voor verhoging laagste positie poten
- Uitstaphulp
- Bedverlenging 20cm (enkel voor Lippe 120cm en 140cm)

Weetjes

- Het is niet toegelaten om twee Lippe ligvlakframes in éénzelfde kader in te bouwen
- Combineer het Lippe bed met een Tempur Flex bedbodem (pootjes 190mm)

Bestelnummers Lippe

BBL90200	Lippe – 24V – ligvlak 90x200cm
BBL80200	Lippe – 24V – ligvlak 80x200cm
BBL100200	Lippe – 24V – ligvlak 100x200cm
BBL120200	Lippe – 24V – ligvlak 120x200cm
BBL140200	Lippe – 24V – ligvlak 140x200cm
BBL90190	Lippe – 24V – ligvlak 90x190cm
BB100190	Lippe – 24V – ligvlak 100x190cm
BBL80190	Lippe – 24V – ligvlak 80x190cm

Bestelnummers Homecare Bedkader

HBEDK-90200	Homecare bedkader – 90x200cm
HBEDK-140200	Homecare bedkader – 140x200cm
HBEDK-160200	Homecare bedkader – 160x200cm
HBEDK-180200	Homecare bedkader – 180x200cm



BURMEIER LIPPE - VEILIGHEIDSFICHE

Het Burmeier Lippe bed wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing die veiligheidsvoorschriften bevat die in acht genomen moeten worden. Alle personen die aan en met het Lippe bed werken, moeten de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kennen en de veiligheidsvoorschriften opvolgen.

Het Lippe bed is bedoeld voor 1 persoon die zorg nodig heeft. Het ligvlakframe mag niet volledig in de bedombouw zakken waarin deze is ingebouwd. Er bestaat dan gevaar voor inknelling. De minimale afstand bedraagt 2,5cm.



Het is tevens niet toegelaten om twee Lippe ligvlakframes in éénzelfde kader in te bouwen. Dit ook omwille van het gevaar voor inknelling.

Distrac Group en Burmeier kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of verwondingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik van het Lippe ligvlakframe.

Elke gebruiker die de verplichtingen om een duurzame en veilige werking van dit medisch hulpmiddel niet nakomt, is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gevaren bij niet correct gebruik.

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing incl. veiligheidsinstructies van het Burmeier Lippe ligvlakframe.

Gelezen en goedgekeurd,

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____