



WESTFALIA FAMILIE

VEELZIJDIG VERPLEEGBED



Voordelen

- Klassiek zorgbed, verkrijgbaar in verschillende lengte- en breedtematen
- Keuze uit 3 design panelen
- 24 Volt laagspanning (veilig, lager energieverbruik)
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid
 - Hoogte 38cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 16cm)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
 - Elektrische hoog-laag verstelling van 35 tot 80cm
 - Elektrisch verstelbaar rugdeel
 - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Schaarbed (hoogtevariatie d.m.v. 1 motor ter hoogte van de schaar)


Eigenschappen

- Vierdelig houten ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 35-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- 24 Volt
- Veilige werklust 185kg – max. patiëntengewicht 150kg
- Ombouw en houten onrusthekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen



Design panelen

- Standaard panelen met rechte hoeken
- Optioneel Comodo panelen met ronde zijposten in massief hout
- Optioneel Primero panelen met greeplijst en zijposten in massief hout



Variante afmetingen ligvlak

- 80x200cm (enkel verkrijgbaar met Comodo panelen)
- 90x180cm
- 90x190cm
- 100x200cm (enkel verkrijgbaar met Comodo panelen)

Model varianten

- Westfalia Klassik
 - Centrale rem
 - Metalen ligvlak



Opties en accessoires

- Extra onrusthekkenslat (enkel voor Westfalia)
- Uitstaphulp
- Bedverlenging 20cm



Bestelnummers Westfalia

BBW-ST	Westfalia – 24V – ligvlak 90x200cm – standaard panelen
BBW-C	Westfalia – 24V – ligvlak 90x200cm – Comodo panelen
BBW-P	Westfalia – 24V – ligvlak 90x200cm – Primero panelen
BBW80200-C	Westfalia – 24V – ligvlak 80x200cm – Comodo panelen
BBW90180-ST	Westfalia – 24V – ligvlak 90x180cm – standaard panelen
BBW90180-C	Westfalia – 24V – ligvlak 90x180cm – Comodo panelen
BBW90180-P	Westfalia – 24V – ligvlak 90x180cm – Primero panelen
BBW90190-ST	Westfalia – 24V – ligvlak 90x190cm – standaard panelen
BBW90190-C	Westfalia – 24V – ligvlak 90x190cm – Comodo panelen
BBW90190-P	Westfalia – 24V – ligvlak 90x190cm – Primero panelen
BBW100200-C	Westfalia – 24V – ligvlak 100x200cm – Comodo panelen

Bestelnummers Westfalia Klassik

BBWK-ST	Westfalia Klassik – 24V – ligvlak 90x200cm – standaard panelen
BBWK-C	Westfalia Klassik – 24V – ligvlak 90x200cm – Comodo panelen
BBWK-P	Westfalia Klassik – 24V – ligvlak 90x200cm – Primero panelen