

# SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Elke dag opnieuw zien we zeer creatieve en innovatieve producten op de markt verschijnen. Het aanbod wordt steeds groter wat helaas kan leiden tot een onoverzichtelijk kluwen van technologische oplossingen.

Dankzij onze jarenlange ervaring én de feedback van onze klanten, weten we zeer goed waar de noden en behoeften zich momenteel bevinden in de zorgsector. Het is dan ook ons doel om zoveel mogelijk zinvolle innovaties te bundelen onder één duidelijk en gebruiksvriendelijk platform. Op die manier willen we zowel zorgvragers als zorgverleners ontzorgen en de levenskwaliteit van iedereen zo hoog mogelijk houden.

Wij staan daarom open voor partners die samen met ons willen bouwen aan de fysieke, cognitieve en sociale gezondheid van onze oudere generatie.

Welkom bij **Distrac Group Care Technology**.



- **Care Technology**
- **James B7**

## JAMES VEILIGHEIDSHORLOGE B7

- Eenvoudig en efficiënt
- Zowel voor de gebruiker als de winkelbediende!

**DISTRACGROUP**  
WE CARE FOR PEOPLE

### JAMES VEILIGHEIDSHORLOGE MODEL B




Ga er **gerust** op uit dankzij de James veiligheidshorloges!

#### FUNCTIONALITEITEN

- ALARMKNOP**
- POSITIONERING**
- CHAT + SPRAAKBERICHTEN**
- METEN EN REGISTREREN VAN VITALE FUNCTIES**
  - Hartslag
  - Bloeddruk
  - Stappen
- STEEDS IN CONTACT MET FAMILIE, ZORGCENTRALE...**
  - Via het James Care Portaal
- MELDING LAGE BATTERIJ**
  - Via het James Care Portaal
- DATUM & TIJD**

**DISTRACGROUP**  
WE CARE FOR PEOPLE

### JAMES SAFE MOTION PLATFORM



Op het gebruiksvriendelijke **James Safe Motion platform** heeft u steeds een duidelijk overzicht van alle informatie.

Dit platform is ingesteld conform de Europese GDPR wetgeving.

## HOE WERKT HET B7 VEILIGHEIDSHORLOGE?



- Lokalisatie 'on demand'
  - Wanneer de drager gelokaliseerd moet worden, zonder dat hij of zij op de alarmknop gedruwd heeft
  - Open de **JAMES APP** of het **JAMES PORTAAL**
  - UPDATE de positie
  - Binnen enkele seconden kennen we de huidige locatie
- Lokalisatie bij alarm
  - De drager van het horloge heeft het alarm geactiveerd (3 seconden op de alarmknop duwen)
  - Het systeem wordt geactiveerd en begint de **SOS-keten** te contacteren
  - Wanneer de eerste persoon in de SOS-keten niet antwoordt, wordt de volgende persoon gecontacteerd
  - Dit gebeurt **telefonisch** en kan ook via **SMS** en/of **mail**
  - Het contact dient het alarm te aanvaarden door op 'toets 2' te drukken
    - Het contact drukt op 'toets 2'
    - De telefoon van het contact belt automatisch naar het B7 horloge
    - Het B7 horloge neemt het gesprek automatisch aan
    - Eerste telefonisch contact is actief
  - Tegelijkertijd heeft het contact een SMS en/of mail ontvangen
    - Daarin staat een link
    - Door op deze link te klikken krijgt het contact onmiddellijk een kaart met daarop de locatie van de drager van het B7 horloge
  - Het systeem blijft de SOS-keten contacteren totdat iemand het alarm aanvaardt