




Technische Orthopedie



# Catalogus 2014





## Inhoudstafel

### Materialen Plastics

Copolymer Polypropylene .....	Mp 1
Homopolymer Polypropylene .....	Mp 3
Polyethylene (Lage Densiteit) .....	Mp 5
Polyethylene H.D. ....	Mp 7
Northplex .....	Mp 9
Northvane .....	Mp 11
Seaflex .....	Mp 13
Northene 500 Subortholeen .....	Mp 15
Northene 1000 Ortholeen .....	Mp 17
Thermovac.....	Mp 19

### Materialen Schuimstoffen

Northfoam 170 .....	Ms 21
Northfoam 33 .....	Ms 23

### Materialen Carbon

XRP-Verstevigingsmateriaal .....	Mc 25
XT-Steunzoolmateriaal.....	Mc 27
TPU-Materiaal .....	Mc 29
Koolstof - Band .....	Mc 31
Koolstof gevlochten - Kous .....	Mc 33
Koolstofweefsel - Mat .....	Mc 35
Glasband.....	Mc 37
Aramide Tape .....	Mc 39
Koolstof gevlochten Kous Elastisch UD.....	Mc 41
Koolstof Filler.....	Mc 43
Carbon FX .....	Mc 45

### Materialen Benodigheden

Transfer Paper .....	Mb 47
PVA-Zakken.....	Mb 51

### Materialen Siliconen

HTV-Siliconenrubber en katalysator .....	Msi 53
RVT Siportho.....	Msi 55

### Materialen Harsen

Copacryl.....	Mh 57
Formousse 200,300 & 450 .....	Mh 59
Regel van 3 (bij het mengen van harsen) + veiligheidstips .....	Mh 61

### Materialen - Andere

ShearBan® Plaatjes .....	Ma 63
Andere producten COP.....	Ma 65



## Inhoudstafel

### Prothesen Teh-Lin

TGK-4P00 .....	4-assige pneumatische koolstof knie .....	Ptl 1
TGK-4P10 .....	4-assige pneumatische desarticulatie koolstof knie.....	Ptl 3
TGK-4000 .....	4-assige koolstof knie met veermechanisme .....	Ptl 5
TGK-4001 .....	4-assige koolstof knie met veermechanisme en manueel slot .....	Ptl 7
TGK-4002 .....	4-assige koolstof knie met veermechanisme en manueel slot 30° .....	Ptl 9
TGK-1H00S.....	1-assige hydraulische koolstof knie.....	Ptl 11
TGK-1PS0 .....	1-assige pneumatische koolstof remknie.....	Ptl 13
TGK-4P01P .....	4-assige pneumatische mini koolstof knie .....	Ptl 15
TGK-5PS0 .....	5-assige koolstof knie .....	Ptl 17
TGK-5PS0 .....	5-assige pneumatische koolstof knie .....	Ptl 19
TGK-5PS10 .....	5-assige pneumatische desarticulatie koolstof knie.....	Ptl 21
TGK-5PS0IC .....	5-assige pneumatische koolstof knie met AUTO-PILOT PC .....	Ptl 23
PB-X60 .....	4-assige hydraulische knie Xtreme X60.....	Ptl 25
TK-4P00S.....	4-assige pneumatische knie .....	Ptl 27
TK-4000S.....	4-assige knie met veermechanisme .....	Ptl 29
TK-4001S.....	4-assige knie met veermechanisme en manueel slot .....	Ptl 31
TK-4010 .....	4-assige desarticulatie knie met veermechanisme .....	Ptl 33
TK-1PS0.....	1-assige pneumatische remknie.....	Ptl 35
TK-4P01P .....	4-assige pneumatische mini knie .....	Ptl 37
TK-1C1 .....	1-assige knie met veermechanisme en manueel slot .....	Ptl 39
TK-40C .....	4-assige knie met veermechanisme .....	Ptl 41
TK-4POC .....	4-assige pneumatische mini knie .....	Ptl 43
GLX-1PS0.....	1-assig kniegewicht met ABS systeem .....	Ptl 45
GLX-4000S .....	4-assig kniegewicht met veermechanisme.....	Ptl 47
GLX-SPSO .....	mini 1-assig kniegewicht.....	Ptl 49
TGH-01C .....	Koolstof heupgewicht met veermechanisme en manueel slot.....	Ptl 51
TH-01C.....	Heupgewicht met veermechanisme en manueel slot .....	Ptl 53
TCH-01C.....	Heupgewicht met manueel slot.....	Ptl 55

## Inhoudstafel

### Prothesen ALPS Liners

TFDT .....	Thermoliner® Custom Locking Liner.....	Pali 57
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pali 58
TFFR.....	Thermoliner® Custom Cushion Liner .....	Pali 59
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pali 60
ELPX.....	Easyliner™ Super Stretch .....	Pali 61
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pali 62
ELDT.....	Easyliner™ Locking Gel Liner.....	Pali 63
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pali 64
ELFR.....	Easyliner™ Cushion Gel Liner.....	Pali 65
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pali 66
GPDT.....	General Purpose Locking Gel Liner .....	Pali 67
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pali 68
GPFR.....	General Purpose Cushion Gel Liner .....	Pali 69
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pali 70
AKDT.....	Extreme Liner .....	Pali 71
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pali 72
Guardian GripGel Liner.....	.....	Pali 73
.....	Maatname .....	Pali 74
Easyflex Locking Liner.....	.....	Pali 75
.....	Maatname .....	Pali 76

### Prothesen ALPS Sleeves

SFK.....	Extreme Sleeve™ Fabric Reinforced.....	Pasl 77
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pasl 78
SFR/SFS.....	Easysleeve™ Fabric Reinforced .....	Pasl 79
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pasl 80
SLE.....	Easysleeve™ Super Stretch .....	Pasl 81
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pasl 82
SLR.....	Reinforced Clearline .....	Pasl 83
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pasl 84
V.I.V.A.....	Valve Integrated Vacuum Activated.....	Pasl 85
.....	Doorsnedediagram & Maatname .....	Pasl 86



## Inhoudstafel

### Prothesen ALPS Extra

Coolmax.....	Prothese Kousen .....	Pae 87
.....	maten & omschrijving.....	Pae 88
TSK.....	Thermoskin .....	Pae 89
.....	Beschikbare kleuren & Maatname .....	Pae 90
ENCP .....	Skin Reliever.....	Pae 91
.....	Doorsneden diagram & Maatname .....	Pae 92

### Prothesen ALPS Skin Care

SL108 .....	Skin Lotion .....	Pask 93
PA604 .....	Prosthetic Lubricant.....	Pask 93
PD595 .....	Prosthetic Cleanser .....	Pask 93
P0840 .....	Prosthetic Ointment .....	Pask 93

### Prothesen Liners

Gelsil Liner 2 mm.....	Pli 95
Gelsil Liner 6 mm.....	Pli 97
DreamLINER Cushion.....	Pli 99
DreamLINER Locking .....	Pli 101

### Prothesen Andere

AKS-gordel (Above Knee Suspension Belt) .....	Pa 103
1-Assig kniegewicht .....	Pa 105
Durr Fillauer Producten .....	Pa 107
Fillauer LLC .....	Pa 109



# Inhoudstafel

## Orthesen Hals

Philadelphia halskraag.....	Oha 1
Malibu halskraag .....	Oha 3
Malibu thoracale extensie .....	Oha 5
Miami-J halskraag.....	Oha 7
Miami-J Advanced en JTO.....	Oha 9
Headmaster Collar.....	Oha 11
S.O.M.I. brace .....	Oha 13
Halstractie-set .....	Oha 15

## Orthesen Arm

ROM wrist joint & ROM elbow joint .....	Oa 1
Polsorthese met duimfixatie .....	Oa 3
Duim-immobilisator .....	Oa 5
Daumfix .....	Oa 7
Pols-immobilisator.....	Oa 9
Cock-up splint.....	Oa 11
Hand-voorarmorthese.....	Oa 13
Ultimate Wrist Support .....	Oa 15
CDS Polsorthese .....	Oa 17
CDS Elleboog Orthese Extensie .....	Oa 19
CDS Elleboog Orthese Flexie .....	Oa 21
CDS Elleboog Orthese Duo .....	Oa 23
Elbo Track Elleboog Orthese .....	Oa 25



## Inhoudstafel

### Orthesen Romp

Hyperextensieorthese NYCO .....	Or 1
Hyperextensiecorset .....	Or 3
MKS Osteo .....	Or 5
MKS Lumbo Forte .....	Or 7
MKS Lumbo .....	Or 9
MKS Pontsana .....	Or 11

### Orthesen Heup

Pavlik bandage .....	Ohe 1
HIPOLITE .....	Ohe 3
..... Maten & Referenties .....	Ohe 4
HIPO .....	Ohe 5
..... Maten & Referenties .....	Ohe 6
Scharnieren HIPO .....	Ohe 7
..... Maten & Referenties .....	Ohe 8
Scharnieren HIPO - KAFO .....	Ohe 9
Heup Abductie Brace Universeel .....	Ohe 11
..... Maten & Referenties .....	Ohe 12



O &amp; P

Orthesen

-12-

## Inhoudstafel

### Orthesen Been

Functional Knee Brace PLUSPOINT .....	Ob 1
Scharnieren .....	Ob 3
..... Maten & Referenties .....	Ob 4
Post-Op Knee Brace .....	Ob 5
Functional Knee Brace PLUSPOINT II .....	Ob 7
Jack PCL Brace .....	Ob 9
Werking van de Jack PCL Brace .....	Ob 10
CDS Knie Orthese .....	Ob 11
CDS Monoscharnier .....	Ob 13
CDS Monoscharnier 360° .....	Ob 15
CDS Duoscharnier .....	Ob 17
HYPEX Lite Knie Brace .....	Ob 19

### Orthesen Voet

Oklahoma enkelgewicht .....	Ov 1
Gillette enkelgewicht .....	Ov 3
Tamarack enkelgewicht .....	Ov 5
..... Maten & Referenties .....	Ov 6
Camber Axis Scharnier .....	Ov 7
Swedish AFO .....	Ov 9
CDS Enkelorthese .....	Ov 11
Halluxan - Hallux Valgus Orthese .....	Ov 13
Drop Foot AFO .....	Ov 15
Super Shoe II .....	Ov 17
Easy Walk AFO-10T Stabiliteit .....	Ov 19
Easy Walk AFO-10F Fixatie .....	Ov 21
Easy Walk AFO-10E Economisch .....	Ov 23
Liner Walker .....	Ov 25
Night Splint .....	Ov 27
Cam Walker II .....	Ov 29

### Hulpmiddelen

Kaye Looprek .....	HM 1
De Kaye looprekken: een garantie voor de juiste houding .....	HM 2
Paraflex .....	HM 3
..... Maatfiche .....	HM 4
Schedelhelm .....	HM 5



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl1-

# TGK-4P00

4-assige pneumatische koolstof knie



## Indicaties

Voor de actieve tot zeer actieve bovenbeengeamputeerde.

## Eigenschappen

- Ultra lichte pneumatische koolstof uitvoering (gewicht 940 gr)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaafase
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 145°
- Lengte : 255 mm

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-4P00 graph-lite 4-bar pneumatic knee	PBTGK - 4P00



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl3-

# TGK-4P10

*4-assige pneumatische  
desarticulatie koolstof knie*



## *Indicaties*

Voor de actieve tot zeer actieve knie-desarticulatiegeamputeerde.

## *Eigenschappen*

- Ultra lichte pneumatische koolstof uitvoering (gewicht 1126 gr)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 135°
- Lengte : 267 mm

## *Maten & referenties*

omschrijving artikel	referentie
TGK-4P10 graph-lite 4-bar pneumatic disarticulation knee	PBTGK -4P10



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-PtI5-

# TGK-4000

## 4-assige koolstof knie met veermechanisme



### Indicaties

Voor de actieve geriatrische bovenbeengeamputeerde.

### Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht 656 gr)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Volledig kogelgelagerd
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase, regelbaar door as-remming
- Extensie-voortbrenger (veermechanisme) regelbaar
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 135°
- Lengte : 180 mm

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-4000 graph-lite 4-bar knee	PBTGK - 4000




O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-PtI7-

# TGK-4001

4-assige koolstof knie  
met veermechanisme en manueel slot



## Indicaties

Voor de actieve geriatrische bovenbeengeamputeerde

Dit kniegewicht kan gebruikt worden na de eerste revalidatieperiode. In een tweede fase, wanneer de gecompliceerde kniegewricht heeft meer zekerheid bij het lopen, kan de vaststelling uitgeschakeld worden waardoor het een losse knie wordt. De vaststelling kan steeds opnieuw ingesteld worden.

## Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht 694 gr)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Volledig kogelgelagerd
- Met slotmechanisme (uitschakelbaar)
- Zeer zachte zwaaifase
- Laag energieverbruik
- Extensie-voortbrenger (mechanisme) regelbaar
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 110°
- Lengte : 180 mm

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-4001 graph-lite 4-bar knee with manual lock	PBTGK - 4001




O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl9-

# TGK-4002

4-assige koolstof knie  
met veermechanisme en manueel slot 30°



## Indicaties

4-assig koolstof kniegewricht met dezelfde specificaties als de TGK-4001. De TGK-4002 heeft echter een 30° stop waardoor de geamputeerde vlak na de start van de revalidatie de zekerheid heeft dat de knie maar tot 30° kan buigen.

## Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht 694 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Volledig kogelgelagerd
- Zeer zachte zwaaifase
- Laag energieverbruik
- Extensie-voortbrenger (veermechanisme) regelbaar
- Met 30° slotmechanisme (uitschakelbaar)
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 110°
- Lengte : 180 mm

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-4002 graph-lite 4-bar with 30° manual lock	PBTGK - 4002



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl11-

# TGK-1H00S

## 1-assige hydraulische koolstof knie



### Indicaties

1-assig hydraulisch koolstof kniegewricht voor de zeer actieve bovenbeengeamputeerde.

### Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht frame 638 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Volledig kogelgelagerd
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Hydraulische unit afzonderlijk verkrijgbaar
- Maximale flexie : 115°
- Lengte : 242 mm

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-1H00S graph-lite hydraulic frame (4-screw pattern)	PBTGK - 1H00S



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl13-

# TGK-1PSO

*1-assige pneumatische koolstof remknie*



## Indicaties

1-assig pneumatisch koolstof kniegewicht met rem voor de actieve tot zeer actieve bovenbeen-geamputeerde.

## Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht 1000 gr)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Regelbare remming
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 130°
- Lengte : 260 mm

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-1PSO graph-lite pneumatic stance control knee	PBTGK - 1PSO



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl15-

# TGK-4P01P

*4-assige pneumatische mini koolstof knie*



## *Indicaties*

4-assig pneumatisch mini koolstof kniegewicht voor de actieve tot zeer actieve bovenbeengeamputeerde.

## *Eigenschappen*

- Ultra lichte pneumatisch koolstof uitvoering (gewicht 740 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie-en flexieregelmechanisme
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 145°
- Lengte : 210 mm
- Maximum gewicht : 80 kg

## *Maten & referenties*

omschrijving artikel	referentie
TGK-4P01P graph-lite 4-bar pneumatic knee (mini)	PBTGK - 4P01P



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl17-

# TGK-50SO

## 5-assige koolstof knie



### Indicaties

5-assig pneumatisch koolstof kniegewricht voor de actieve tot zeer actieve bovenbeengeamputeerde.

### Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht 775 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Volledig kogelgelagerd
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 150°
- Lengte : 187 mm

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-50SO graph-lite 5-bar PC performer knee	PBTGK - 50SO



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl19-

# TGK-5PSO

5-assige pneumatische koolstof knie



## Indicaties

5-assige pneumatisch koolstof kniegewicht voor de actieve tot zeer actieve bovenbeengampperde.

## Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht 920 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 138°
- Lengte : 233 mm

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-5PSO graph-lite 5-bar pneumatic PC performer knee	PBTGK - 5PSO



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl21-

# TGK-5PS10

## 5-assige pneumatische desarticulatie koolstof knie



### Indicaties

5-assig pneumatisch koolstof kniegewricht voor de actieve tot zeer actieve knie-desarticulatie bovenbeen-geamputeerde.

### Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht 1015 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Volledig kogelgelagerd
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Maximale flexie : 135°
- Lengte : 247 mm

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-5PS10 graph-lite 5-bar pneumatic knee	PBTGK - 5PS10



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl23-

# TGK-5PSOIC

5-assige pneumatische koolstof knie  
met AUTO-PILOT PC



## Indicaties

5-assig pneumatisch koolstof kniegewicht met IC-chip. De knie blijft zich automatisch instellen aan de hand van verschillende bewegingen. Deze 'intelligente knie' is ingesteld na 3 stappen en blijft dit in haar geheugen bewaren. De TGK-5PSOIC is bestemd voor de actieve tot zeer actieve bovenbeengeamputeerde.

## Eigenschappen

- Ultra lichte koolstof uitvoering (gewicht 1120 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Volledig kogelgelagerd
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Automatische aanpassing aan het looppatroon
- Maximale flexie : 138°
- Lengte : 244 mm

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGK-5PSOIC graph-lite intelligent knee (Auto-pilot)	PBTGK - 5PSOIC




O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl25-

# PB-X60

## Xtreme X60 4-assige hydraulische knie



“X” staat voor het Extreme, wat betekent een onbeperkte levensstijl. Gebruikers van de X 60 hebben een scala aan plezierige ontspannende momenten: een wandeling in het park, fietsen of een tocht door de natuur met vrienden. De X 60 laat mensen terugkeren naar de activiteiten van het dagelijks leven. Ontdek het nieuwe leven!

### Indicaties

4- assig hydraulisch kniegewricht voor de actieve tot zeer actieve bovengeamputeerde

### Eigenschappen

- Vier-assig mechanisch ontwerp
- De ICR centrode van het kniegewricht X60 is vergelijkbaar met die van een gezonde knie.
- Ontwerp van twee, draaiende aanpassingen
- De hydraulische cilinder kan zo aangepast worden dat zowel de knieflexie als de knie-extensie snelheid onafhankelijk van elkaar werken, wat de gang natuurlijker en stabiever maakt.
- Module ontwerp: snel en gemakkelijk onderhoud en demontage
- Moderne en sportieve styling
- Slanke lijnen, modern en sportief.
- Drie kleuropties : appelgroen, wijntrood, parelwit
- Activiteitenniveau: 3 Gewicht : 1075 gram Max. flexiehoek : 138° Max. gewicht: 125 kg
- De X60 wordt geleverd in een box met daarin de knie, adapter en buis.

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
XTREME X60 HYDRAULISCHE KNIE INCLUSIEF BUIS EN ADAPTER	PBX60



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl27-

# TK-4POOS

## 4-assige pneumatische knie



### Indicaties

4-assig pneumatisch metalen kniegewricht voor de actieve tot zeer actieve bovenbeengeamputeerde. De metalen versie van de TGK-4PO0.

### Eigenschappen

- Metalen pneumatische uitvoering (gewicht 1136 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 140°
- Lengte : 251 mm

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TK-4POOS hy-stan 4 bar pneumatic knee	PBTK - 4POOS



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl29-

# TK-4000S

4-assige knie met veermechanisme



## Indicaties

4-assig metalen kniegewricht met veermechanisme voor de actieve geriatrische bovenbeengeamputeerde.

## Eigenschappen

- Metalen uitvoering (gewicht 820 gr)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Volledig kogelgelagerd
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase, regelbaar door as-remming
- Extensie-voortbrenger (veermechanisme) regelbaar
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 130°
- Lengte : 177 mm

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TK-4000S hy-stan 4 bar knee	PBTK - 4000S



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl31-

# TK-4001S

*4-assige knie met veermechanisme  
en manueel slot*



## *Indicaties*

4-assig metalen kniegewricht met vaststelling voor de actieve geriatrische bovenbeengeamputeerde. Dit kniegewricht kan gebruikt worden na de eerste revalidatieperiode. In een tweede fase, wanneer de gecompliceerde beweging meer zekerheid heeft bij het lopen, kan de vaststelling uitgeschakeld worden, waardoor het een losse knie wordt. De vaststelling kan steeds opnieuw ingesteld worden.

## *Eigenschappen*

- Metalen uitvoering (gewicht 858 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Volledig kogelgelagerd
- Met slotmechanisme (uitschakelbaar)
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 120°
- Lengte : 177 mm

## *Maten & referenties*

omschrijving artikel	referentie
TK-4001S hy-stan 4 bar knee with manual lock	PBTK - 4001S



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl33-

# TK-4010

## 4-assige desarticulatie knie met veermechanisme



### Indicaties

4-assig metalen kniegewricht met veermechanisme voor de actieve knie-desarticulatiegeamputeerde.

### Eigenschappen

- Metalen uitvoering (gewicht 886 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase, regelbaar door as-remming
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie-voortbrenger (veer) regelbaar
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 140°
- Lengte : 203 mm

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TK-4010 hy-stan 4 bar disarticulation knee	PBTK - 4010



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl35-

# TK-1PSO

## 1-assige pneumatische remknie



### Indicaties

1-assig pneumatisch metalen kniegewicht met rem voor de actieve tot zeer actieve bovenbeen-geamputeerde.

### Eigenschappen

- Metalen pneumatische remknie (gewicht 1150 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaafase
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Regelbare remming
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 130°
- Lengte : 260 mm

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TK-1PSO hy-stan pneumatic stance control knee	PBTK - 1PSO



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl37-



# TK-4P01P

*4-assige pneumatische mini knie*

## *Indicaties*

4-assig pneumatisch metalen kniegewicht voor de actieve tot zeer actieve bovenbeengeamputeerde.

## *Eigenschappen*

- Metalen pneumatisch kniegewicht (gewicht 905 gr.)
- Zeer hoge stabiliteit (regelbaar)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase
- Volledig kogelgelagerd
- Extensie- en flexieregelmechanisme
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Maximale flexie : 145°
- Lengte : 210 mm
- Maximaal gewicht : 80 kg

## *Maten & referenties*

omschrijving artikel	referentie
TK-4P01P hy-stan 4 bar pneumatic knee (mini)	PBTK - 4P01P



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl39-

# TK-1C1

*1-assige knie met veermechanisme  
en manueel slot*



## *Indicaties*

1-assig metalen kniegewricht met vaststelling voor kind en de geriatrische bovenbeengeamputeerde.

## *Eigenschappen*

- Metalen uitvoering (gewicht 298 gr.)
- Met slotmechanisme (uitschakelbaar)
- Duidelijke klik bij extensie
- Regeling van de extensie-stop
- Te gebruiken met 22 mm buisdiameter
- Maximale flexie : 130°
- Lengte 127 mm
- Maximaal gewicht : 55 kg

## *Maten & referenties*

omschrijving artikel	referentie
TK-1C1 hy-stan single axis child's knee with manual lock	PBTK - 1C1



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl41-

# TK-40C

## 4-assige knie met veermechanisme



### Indicaties

4-assig metalen kniegewricht voor kind, de geriatrische bovenbeengamputeerde en de knie-desarticulatie-gamputeerde.

### Eigenschappen

- Metalen uitvoering (gewicht 366 gr.)
- Volledig kogelgelagerd
- Regelbare extensie (met veer)
- Laag energieverbruik
- Zeer zachte zwaai fase, regelbaar door as-remming
- Te gebruiken met 22 mm buisdiameter
- Maximale flexie: 155°
- Uit te rusten met trapeziumadaptor
- Lengte: 123 mm
- Maximaal gewicht: 55 kg

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TK-40C hy-stan child's 4-bar knee	PBTK - 40C



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl43-

# TK-4POC

## 4-assige pneumatische mini knie



### Indicaties

4-assig pneumatisch metalen kniegewricht voor kind en geriatrische bovenbeengeamputeerde.

### Eigenschappen

- Metalen uitvoering
- Ultra dun design, te gebruiken met 22mm buisdiameter
- Hoge graad van stabiliteit
- Zeer duurzaam en betrouwbaar
- Maximaal gewicht: 60 kg

### Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TK-4POC mini 4-bar pneumatic knee	PBTK - 4POC



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl45-

# GLX-1PSO

1-assig kniegewicht met ABS systeem



## Indicaties

1-assig kniegewicht voor de geriatrische bovenbeengeamputeerde en actieve tot zeer actieve bovengameppteerde

## Eigenschappen

- Uitvoering bestaat uit een aluminium legering ( gewicht: 916 g)
- Zeer hoge stabiliteit
- Duurzaam
- Het speciale ontwerp met het ABS systeem ( automatisch-remsysteem ) geeft extra zekerheid aan deze nieuwe knie. De ABS functie zal automatisch de knie blokkeren bij een onnatuurlijke belasting van de knie. Daardoor werkt het preventief tegen mogelijk verlies van het evenwicht.
- De ABS functie werkt bij een kniebuiging groter dan 5° en maximaal 45°.
- De gevoeligheid van het ABS systeem is instelbaar
- Zwaafase 'snelheid' kan individueel ingesteld worden
- Verschillende kleuren covers verkrijgbaar
- Maximale flexie: 135°
- Lengte: 150 mm
- Bruikbaar tot 100 kg lichaamsgewicht

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
Galaxy 1-assig met ABS	PBGLX-1PSO



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl47-

# GLX-4000S

4-assig kniegewricht  
met veermechanisme



## Indicaties

4-assig kniegewricht voor de geriatrische en actieve bovenbeengeamputeerde.

## Eigenschappen

- Combinatie van traditioneel Teh-Lin 4-assig systeem met een nieuw ontwerp
- Uitvoering bestaat uit een aluminium legering (gewicht 861g)
- Zeer hoge stabiliteit
- Duurzaam
- Zeer zachte zwaafase met 'control' functie
- Zwaafase 'snelheid' kan individueel ingesteld worden
- Verschillende kleuren covers verkrijgbaar
- Maximale Flexie : 135°
- Lengte : 155mm
- Bruikbaar tot 100kg lichaamsgewicht

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
Galaxy 4-assig kniegewricht	PBGLX-4000S



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl49-

# Galaxy GLX-SPSO

## Mini 1-assig kniegewicht



### Indicaties

Mini 1-assig kniegewicht voor de geriatrische bovenbeengeamputeerde en kinderen t/m een gewicht van 80kg.

### Eigenschappen

- Uitvoering bestaat uit een aluminium legering (gewicht slechts 283 g)
- Automatische vaststelling die ook handmatig bediend kan worden voor een optimale zekerheid bij het staan en zitten
- Duurzaam
- Kleur: blauw
- Maximale Flexie: 135°
- Lengte: 95 mm
- Bruikbaar tot 80 kg lichaamsgewicht

### Maten & referenties

Omschrijving	Referentie
Galaxy Mini 1-assig kniegewicht	PBGLX-SPSO





O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl51-

# TGH-01C

*Koolstof heupgewicht met veermechanisme en manueel slot*



## Indicaties

1-assig koolstof heupgewicht met vaststelling voor de actieve heupdesarticulatiegeamputeerde die hoge stabiliteit en zekerheid wenst.

## Eigenschappen

- Lichte carbonuitvoering (gewicht 606 gr.)
- Zachte zwaafase
- Zeer goede zitpositie
- Hoge stabiliteit bij standfase
- Dit lichte gewicht bevat een mechanisme dat de patiënt, zelfs met een geblokkeerde heup, een flexie toelaat tot 20°. Hierdoor bekomt men een normale gang-fase, zelfs met bevestigd slot. Voor meer actieve patiënten kan het slot volledig verwijderd worden.
- Volledig kogelgelagerd
- Voortbrenger met veermechanisme (regelbaar)
- Maximale flexie: 115°
- Lengte: 220 mm
- Maximaal gewicht: 100 kg

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TGH-01C graph-lite hip-joint	PHTGH01



O & P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl53-

# TH-01C

*Heupgewicht met veermechanisme  
en manueel slot*



## Indicaties

1-assig metalen heupgewicht met vaststelling voor de actieve heupdесarticulatiegeamputeerde die hoge stabiliteit en zekerheid wenst.

## Eigenschappen

- Lichte metalen uitvoering (gewicht 758 gr.)
- Zachte zwaafase
- Zeer goede zitpositie
- Hoge stabiliteit bij standfase
- Dit lichte gewicht bevat een mechanisme dat de patiënt, zelfs met een geblokkeerde heup, een flexie toelaat tot 20°. Hierdoor komt men een normale gang-fase, zelfs met bevestigd slot. Voor meer actieve patiënten kan het slot volledig verwijderd worden.
- Volledig kogelgelagerd
- Voortbrenger met veermechanisme (regelbaar)
- Maximale flexie: 115°
- Lengte: 220 mm
- Maximaal gewicht: 100 kg

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TH-01C hy-stan hip-joint	PHTC01C



O &amp; P

PROTHESEN - Teh-Lin

-Ptl55-

# TCH-01C

*Heupgewicht met manueel slot*



## Indicaties

1-assig metalen heupgewicht met vaststelling voor kind of de geriatrische heupdesarticulatiegeamputeerde.

## Eigenschappen

- Pediatrie – geriatrie uitvoering (max 55 kg)
- Lichte uitvoering (gewicht 262 gr.)
- Zachte zwaai fase
- Zeer goede zitpositie
- Hoge stabiliteit bij standfase
- Dit lichte gewicht bevat een mechanisme dat de patiënt, zelfs met een geblokkeerde heup, een flexie toelaat tot 20°. Hierdoor komt men een normale gang-fase, zelfs met bevestigd slot. Voor meer actieve patiënten kan het slot volledig verwijderd worden.
- Volledig kogelgelagerd
- Enkel te gebruiken met 22 mm buisdiameter
- Elastieken voortbrenger
- Maximale flexie: 115°
- Lengte: 140 mm

## Maten & referenties

omschrijving artikel	referentie
TCH-01C child's hy-stan hip-joint	PHTCH01C

# Thermoliner™

## Custom Locking Liner (TFDT)

*Thermo vervormbare Gel Liner  
met bekleding en distaal eindstuk*



### Indicaties

De Thermoliner™ Locking Liner is grensverleggend door de nieuwe mate van vrijheid die wordt geboden. Voor de eerste maal kan u nu een gel interface aanpassen aan de lichaamsvorm van de gebruiker. Deze troef maakt van de Thermoliner™ Locking Liner een universele liner met het voordeel van een distale bevestiging. U hoeft geen gipsmodel meer te versturen en weken te wachten. Door eenvoudig de Thermoliner™ Locking Liner over het positief model te trekken en gedurende 30 minuten op 90°C in de oven te plaatsen, is het maatwerk compleet!

### Eigenschappen

- Kan zeer makkelijk worden aangetrokken
- Zeer duurzaam, tot 12 maanden garantie
- Gel Durometer en omtrek zorgen voor bijkomende controle en ondersteuning
- Vormt een oplossing ook voor de moeilijke amputaties
- Verkrijgbaar in zachte (Soft) uitvoering
- Aanpasbaar aan de meeste types gebruikers:
  - Onderbeenamputaties
  - Bovenbeenamputaties
  - Zeer actieve patiënten
  - Patiënten bij wie maatwerk noodzakelijk is
- Producten : (XX geeft de maat aan - zie maattabel)
  - TFDT-XX-3 : Thermoliner® Locking Liner 3mm
  - TFDT-XX-6 : Thermoliner® Locking Liner 6mm


### Maten & referenties

Uitvoering	3 mm - Soft	6 mm - Soft	Lengte
Afmeting (in cm) *	Uniform	Uniform	(cm)
16 - 19	LBTFDT - 16-3-S	LBTFDT - 16-6-S	33-35.6
20 - 23	LBTFDT - 20-3-S	LBTFDT - 20-6-S	43.2-45.7
24 - 25	LBTFDT - 24-3-S	LBTFDT - 24-6-S	43.2-45.7
26 - 27	LBTFDT - 26-3-S	LBTFDT - 26-6-S	43.2-45.7
28 - 31	LBTFDT - 28-3-S	LBTFDT - 28-6-S	43.2-45.7
32 - 37	LBTFDT - 32-3-S	LBTFDT - 32-6-S	43.2-45.7
38 - 43	LBTFDT - 38-3-S	LBTFDT - 38-6-S	43.2-45.7
44 - 50	LBTFDT - 44-3-S	LBTFDT - 44-6-S	43.2-45.7


\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## ThermoLiner Custom Locking Liner TFDT doorsnedediagrammen



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# Thermoliner™

## Custom Cushion Liner (TFFR)

*Thermo vervormbare Gel Liner  
met bekleding zonder distaal eindstuk*



### Indicaties

De nieuwe Thermoliner™ Cushion Liner is grensverleggend door de nieuwe mate van vrijheid die wordt geboden. Voor de eerste maal kan u nu een gel interface aanpassen aan de lichaamsvorm van de gebruiker. Deze troef maakt van de Thermoliner™ Cushion Liner een universele liner.

U hoeft geen gipsmodel meer te versturen en weken te wachten. Door eenvoudig de Thermoliner™ Cushion Liner over het positief model te trekken en gedurende 30 minuten op 90°C in de oven te plaatsen, is het maatwerk compleet!

### Eigenschappen

- Kan zeer makkelijk worden aangetrokken
- Zeer duurzaam, tot 12 maanden garantie
- Gel Durometer en omtrek zorgen voor bijkomende controle en ondersteuning
- Vormt een oplossing ook voor de moeilijke amputaties
- Verkrijgbaar in zachte (Soft) uitvoering
- Aanpasbaar aan de meeste types gebruikers:
  - Onderbeenamputaties
  - Bovenbeenamputaties
  - Zeer actieve patiënten
  - Patiënten bij wie maatwerk noodzakelijk is
- Produkten : (XX geeft de maat aan - zie maattabel)
  - TFFR-XX-3 : Thermoliner® Cushion Liner 3mm
  - TFFR-XX-6 : Thermoliner® Cushion Liner 6mm


### Maten & referenties

Uitvoering	3 mm - Soft	6 mm - Soft	Lengte
Afmeting (in cm) *	Uniform	Uniform	(cm)
16 - 19	LBTFFR - 16-3-S	LBTFFR - 16-6-S	33-35.6
20 - 23	LBTFFR - 20-3-S	LBTFFR - 20-6-S	43.2-45.7
24 - 25	LBTFFR - 24-3-S	LBTFFR - 24-6-S	43.2-45.7
26 - 27	LBTFFR - 26-3-S	LBTFFR - 26-6-S	43.2-45.7
28 - 31	LBTFFR - 28-3-S	LBTFFR - 28-6-S	43.2-45.7
32 - 37	LBTFFR - 32-3-S	LBTFFR - 32-6-S	38.1-40-6
38 - 43	LBTFFR - 38-3-S	LBTFFR - 38-6-S	43.2-45.7
44 - 50	LBTFFR - 44-3-S	LBTFFR - 44-6-S	43.2-45.7


\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## ThermoLiner Custom Cushion Liner TFFR doorsnede diagrammen



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# EasyLiner™ Super Stretch (ELPX)



## Indicaties

De ongeëvenaarde combinatie van zachtheid, sterkte en elasticiteit van de ALPS EasyGel™ die gebruikt wordt in de EasyLiner™ Super Stretch biedt een comfort en duurzaamheid die voorheen nooit voor mogelijk werd gehouden. Als ENIGE Gel Liner zonder de beperking van een bekleding, biedt de EasyLiner™ Super Stretch een volledige vrijheid van beweging en tegelijkertijd een uitstekend totaal contact met de huid zonder de bloeddoorstroming te verhinderen.

Elke dag worden gebruikers ingewijd in dit vernieuwende alternatief voor de maatwerk liners. De bekroonde EasyGel™ Super Stretch geniet ook ten volle van de lagere weerstandscoëfficiënt die enkel wordt aangetroffen bij de EasyGel™ en waardoor de huid volledig wordt ontlast van wrijvingskrachten.

## Eigenschappen

- Door de uitstekende herverdeling van krachten wordt de huid ontlast
- Onbeperkte elasticiteit behoudt de optimale bloeddoorstroming
- Maatwerk pasvorm zonder de kosten of nadelen
- Duurzaam
- Kan gebruikt worden bij sommige Syme amputaties

## Maten & referenties

Uitvoering	6 mm	Lengte
Afmeting (in cm) *	Uniform	(cm)
10 - 15	LBELPX - 10	28-30
16 - 19	LBELPX - 16	33-35.6
20 - 23	LBELPX - 20	43.2-45.7
24 - 25	LBELPX - 24	43.2-45.7
26 - 27	LBELPX - 26	43.2-45.7
28 - 31	LBELPX - 28	43.2-45.7
32 - 37	LBELPX - 32	38.1-40.6


\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## EasyLiner Super Stretch ELPX doorsnedediagrammen - 6 mm Uniform -



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# EasyLiner™

## Locking Gel Liner (ELDT)

### Gel Liner met bekleding en distaal eindstuk



#### *Indicaties*

ALPS heeft een volledige lijn van Easyliner™ Locking Liners ontwikkeld met ingebouwde kenmerken die tot op heden ontbraken. Met de opkomst van de Gel Liners, zijn deze nieuwe toevoegingen snel hoge toppen aan het scheren in het ALPS aanbod.

De ongeëvenaarde combinatie van zachtheid, sterkte en elasticiteit van de ALPS Easygel™ biedt het comfort en de duurzaamheid verwacht door haar gebruikers. En dit terwijl de lagere weerstandscoëfficiënt - die enkel bij de Easygel™ wordt aangetroffen - de huid beschermt tegen schuifkrachten.

#### *Eigenschappen*

- Een zacht distaal kussen (12 mm) beschermt benige uitsteeksels aan het distale uiteinde
- Nieuwe versteigde naden bevorderen de duurzaamheid en esthetiek
- Het distale uiteinde werd herwerkt om de stabiliteit en de sterkte te maximaliseren zonder het comfort in gevaar te brengen
- Ook de nieuwe hoog performante bekleding verbetert de duurzaamheid
- Langere lengtes om meer gebruikers te kunnen voorzien van een liner
- Verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen: 3 mm uniform, 6 mm uniform, 6 tot 3 mm gecombineerd


#### *Maten & referenties*

Uitvoering	3 mm	6 mm	Lengte	6 tot 3 mm	Lengte
Afmeting (in cm) *	Uniform	Uniform	(cm)	Gecombineerd	(cm)
<b>16 - 19</b>	LBELDT - 16-3	LBELDT - 16-6	33-35.6	LBELDT - 16-6/3	33-35.6
<b>20 - 23</b>	LBELDT - 20-3	LBELDT - 20-6	43.2-45.7	LBELDT - 20-6/3	43.2-45.7
<b>24 - 25</b>	LBELDT - 24-3	LBELDT - 24-6	43.2-45.7	LBELDT - 24-6/3	41.91-45.7
<b>26 - 27</b>	LBELDT - 26-3	LBELDT - 26-6	43.2-45.7	LBELDT - 26-6/3	41.91-45.7
<b>28 - 31</b>	LBELDT - 28-3	LBELDT - 28-6	43.2-45.7	LBELDT - 28-6/3	43.2-45.7
<b>32 - 35</b>	LBELDT - 32-3	LBELDT - 32-6	43.2-45.7	LBELDT - 32-6/3	43.2-45.7
<b>36 - 43</b>	LBELDT - 38-3	LBELDT - 38-6	43.2-45.7	LBELDT - 38-6/3	43.2-45.7
<b>44 - 60</b>	LBELDT - 44-3	LBELDT - 44-6	43.2-45.7	LBELDT - 44-6/3	43.2-45.7


\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## EasyLiner Locking Gel Liner ELDT doorsneden diagrammen



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal





O &amp; P

PROTHESEN - Alps Liners

-Pali65-

# EasyLiner™

## Cushion Gel Liner (ELFR)

*Gel Liner met bekleding - geen distaal eindstuk*



### Indicaties

De ongeëvenaarde combinatie van zachtheid, sterkte en elasticiteit van de ALPS Easygel™ gebruikt in de EasyLiner™ van ALPS biedt het comfort en de duurzaamheid verwacht door haar gebruikers.

De geïntegreerde bekleding vereenvoudigt de toevoeging en verwijdering van een bijkomende bescherming.

En dit terwijl de lagere weerstandscoëfficiënt - die enkel bij de Easygel™ wordt aangetroffen - de huid beschermt tegen schuifkrachten.

### Eigenschappen

- Uitstekende herverdeling van krachten kalmeert de huid
- Een elastische bekledingsstof maakt dat de liner makkelijk aan en uit kan worden gedaan en verhoogt de stabiliteit
- Langere lengtes om meer gebruikers te kunnen voorzien van een liner
- Verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen: 3 mm uniform, 6 mm uniform, 6 tot 3 mm gecombineerd


### Maten & referenties

Uitvoering	3 mm	6 mm	Lengte	6 tot 3 mm	Lengte
Afmeting (in cm) *	Uniform	Uniform	(cm)	Gecombineerd	(cm)
<b>16 - 19</b>	LBELFR - 16-3	LBELFR - 16-6	33-35.6	LBELFR - 16-6/3	33-35.6
<b>20 - 23</b>	LBELFR - 20-3	LBELFR - 20-6	43.2-45.7	LBELFR - 20-6/3	43.2-45.7
<b>24 - 25</b>	LBELFR - 24-3	LBELFR - 24-6	43.2-45.7	LBELFR - 24-6/3	41.91-45.7
<b>26 - 27</b>	LBELFR - 26-3	LBELFR - 26-6	43.2-45.7	LBELFR - 26-6/3	41.91-45.7
<b>28 - 31</b>	LBELFR - 28-3	LBELFR - 28-6	43.2-45.7	LBELFR - 28-6/3	43.2-45.7
<b>32 - 35</b>	LBELFR - 32-3	LBELFR - 32-6	38.1-40.6	LBELFR - 32-6/3	43.2-45.7
<b>36 - 43</b>	LBELFR - 38-3	LBELFR - 38-6	43.2-45.7	LBELFR - 38-6/3	43.2-45.7
<b>44 - 60</b>	LBELFR - 44-3	LBELFR - 44-6	43.2-45.7	LBELFR - 44-6/3	43.2-45.7


\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## EasyLiner Cushion Gel Liner ELFR doorsneden diagrammen



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# General Purpose Locking Gel Liner (GPDT)



## *Indicaties*

De liner die voor vele toepassingen gebruikt kan worden.

## *Eigenschappen*

- De liner combineert perfect zachtheid, sterkte en elasticiteit. Bovendien hebben ALPS liners, zoals reeds bewezen, een grote mate van comfort en duurzaamheid!
- Verkrijgbaar in 3 en 6mm.


## *Maten & referenties*

Uitvoering	3 mm	6 mm	Lengte
Afmeting (in cm) *	Uniform	Uniform	(cm)
16 - 19	LBGPDT - 16-3	LBGPDT - 16-6	33-35.6
20 - 23	LBGPDT - 20-3	LBGPDT - 20-6	33-35.6
24 - 25	LBGPDT - 24-3	LBGPDT - 24-6	43.2-45.7
26 - 27	LBGPDT - 26-3	LBGPDT - 26-6	43.2-45.7
28 - 31	LBGPDT - 28-3	LBGPDT - 28-6	43.2-45.7
32 - 37	LBGPDT - 32-3	LBGPDT - 32-6	43.2-45.7
38 - 43	LBGPDT - 38-3	LBGPDT - 38-6	43.2-45.7
44 - 53	LBGPDT - 44-3	LBGPDT - 44-6	43.2-45.7


\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## General Purpose Locking Gel Liner GPDT doorsnedediagrammen



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# General Purpose Cushion Gel Liner (GPFR)



## Indicaties

De liner die voor vele toepassingen gebruikt kan worden.

## Eigenschappen

- De liner combineert perfect zachtheid, sterke en elasticiteit. Bovendien hebben ALPS liners, zoals reeds bewezen, een grote mate van comfort en duurzaamheid!
- Verkrijgbaar in 3 en 6mm.


## Maten & referenties

Uitvoering	3 mm	6 mm	Lengte
Afmeting (in cm) *	Uniform	Uniform	(cm)
16 - 19	LBGPFR - 16-3	LBGPFR - 16-6	33-35.6
20 - 23	LBGPFR - 20-3	LBGPFR - 20-6	43.2-45.7
24 - 25	LBGPFR - 24-3	LBGPFR - 24-6	43.2-45.7
26 - 27	LBGPFR - 26-3	LBGPFR - 26-6	43.2-45.7
28 - 31	LBGPFR - 28-3	LBGPFR - 28-6	43.2-45.7
32 - 37	LBGPFR - 32-3	LBGPFR - 32-6	38.1-40.6
38 - 43	LBGPFR - 38-3	LBGPFR - 38-6	43.2-45.7
44 - 53	LBGPFR - 44-3	LBGPFR - 44-6	43.2-45.7


\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## General Purpose Cushion Gel Liner GPFR doorsnedediagrammen



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# Extreme Liner

(AKDT Locking Liner  
AKFR Cushion Liner)



## Indications

De Extreme Liner is met dezelfde ge eigenschappen vervaardigd als de reeds bekende Easyliners. Speciaal ontwikkeld voor de bovenbeen- en actieve onderbeen ge amputeerde patiënten, hebben de AKDT en AKFR 80% minder verticale rek dan de Easyliners. Hierdoor wordt er meer controle en stabiliteit bereikt.

## Eigenschappen

- De gelimiteerde vertikale rek beperkt de beweging van overtollig weefsel
- Hoge zijdelingse belasting om een optimale pasvorm te garanderen
- Breder distaal eindstuk voor een beter fitting
- De grootte van het distale eindstuk verhoudt zich proportioneel tot de grootte van de liner
- Verkrijgbaar met distaal eindstuk en in 3 of 6mm dikte

## Maten & referenties

Afmeting (in cm) *	3 mm	6 mm	3mm	6mm
Omschrijving	Uniform	Uniform	Uniform	Uniform
<b>16 - 19</b>	LBAKDT16-3	LBAKDT16-6	LBAKFR16-3	LBAKFR16-6
<b>20 - 23</b>	LBAKDT20-3	LBAKDT20-6	LBAKFR20-3	LBAKFR20-6
<b>24 - 25</b>	LBAKDT24-3	LBAKDT24-6	LBAKFR24-3	LBAKFR24-6
<b>26 - 27</b>	LBAKDT26-3	LBAKDT26-6	LBAKFR26-3	LBAKFR26-6
<b>28 - 31</b>	LBAKDT28-3	LBAKDT28-6	LBAKFR28-3	LBAKFR28-6
<b>32 - 37</b>	LBAKDT32-3	LBAKDT32-6	LBAKFR32-3	LBAKFR32-6
<b>38 - 43</b>	LBAKDT38-3	LBAKDT38-6	LBAKFR38-3	LBAKFR38-6
<b>44 - 53</b>	LBAKDT44-3	LBAKDT44-6	LBAKFR44-3	LBAKFR44-6

\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## Extreme Liner AKDT en AKFR doorsneden diagrammen



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# Guardian GripGel Liner

## (verstevigd met GripGel banden)

Liner voor de onderbeen- en bovenbeen geamputeerde



### Eigenschappen

- De Alps Guardian Liners met geïntegreerde Gripgel banen zorgen ervoor dat:
  - er een veilige interface ontstaat tussen koker en liner om het slippen van de liner te voorkomen;
  - de liner voortijdig loslaat.
- De zachte binnenkant van de liner confirmeert zich prima aan de stump om zeker te zijn dat er geen beperking ontstaat van de bloeddoorstroming of moeilijkheden ontstaan bij het aanbrengen.
- Activiteitenniveau: K2, K3 en K4

### Voordelen

- Inversie over de gehele lengte voor het gemakkelijk aanbrengen van de liner;
- Geen verstevigingsnaden; Liner is uit één stuk wat de duurzaamheid ten goed komt;
- Hoge kwaliteit van de gebreide cover;
- Verkrijgbaar in 3 en 6 mm dikte en in een onderbeen- en bovenbeenversie

De transtibiale (onderbeen) ringen beginnen 9 cm van het centrum van het distale einde  
De transfemorale (bovenbeen) ringen beginnen 14 cm van het centrum van het distale einde

! Gebruik de Skin Reliever (code LBENCP) samen met de Guardian Liner om volumeschommelingen te compenseren.



### Maten en referenties

zie keerzijde

<b>Transtibiale Guardian Suction Cushion Gel Liner</b>		
Afmetingen (in cm)*	3 mm Uniform	6 mm Uniform
16-19 cm	LBGLBK-16-3	LBGLBK-16-6
20-23 cm	LBGLBK-20-3	LBGLBK-20-6
24-25 cm	LBGLBK-24-3	LBGLBK-24-6
26-27 cm	LBGLBK-26-3	LBGLBK-26-6
28-31 cm	LBGLBK-28-3	LBGLBK-28-6

\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

<b>Transfemorale Guardian Suction Cushion Gel Liner</b>		
Afmetingen (in cm)*	3 mm Uniform	6 mm Uniform
26-27 cm	LBGLAK-26-3	LBGLAK-26-6
28-31 cm	LBGLAK-28-3	LBGLAK-28-6
32-37 cm	LBGLAK-32-3	LBGLAK-32-6
38-43 cm	LBGLAK-38-3	LBGLAK-38-6

\* Gemeten op 6 cm van het distale einde



# EasyFlex Locking Liner



## Eigenschappen

De Alps EasyFlex Locking Liner stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk de knie te buigen door een onbegrensde beperking van de rek aan de achterzijde. Aan de voorkant heeft de stof 80% minder verticale rek, wat "opeenhoping" voorkomt in de omgeving van de popliteale. De Alps EasyGel bevat antioxidanten die de conditie van de huid bevorderen. Dit geeft niet alleen comfort, maar zorgt ook voor duurzaamheid.

## Voordelen & toepassingen

- 2 types van stof met verschillende elasticiteit wat knieflexie makkelijker maakt;
- de distale eindstukken zijn proportioneel toe naar de maat van de liner;
- bevat een antioxidant voor gebruik op de gevoelige huid;
- alleen in locking versie verkrijgbaar.


## Maten & referenties

Afmeting (in cm) *	3 mm	6 mm
<b>Omschrijving</b>	Uniform	Uniform
<b>16 - 19</b>	LBEZF16-3	LBEZF16-6
<b>20 - 23</b>	LBEZF20-3	LBEZF20-6
<b>24 - 25</b>	LBEZF24-3	LBEZF24-6
<b>26 - 27</b>	LBEZF26-3	LBEZF26-6
<b>28 - 31</b>	LBEZF28-3	LBEZF28-6
<b>32 - 37</b>	LBEZF32-3	LBEZF32-6
<b>38 - 43</b>	LBEZF38-3	LBEZF38-6
<b>44 - 53</b>	LBEZF44-3	LBEZF44-6

\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## EasyFlex Locking Liner doorsnedediagrammen



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal





O & P

PROTHESEN - Alps Liners

-Pali81-

# AK Gel Liner (AKDT)



## Indicaties

De AK Gel Liner is met dezelfde gel-eigenschappen vervaardigd als de reeds bekende Easyliners.

Speciaal ontwikkeld voor de bovenbeen- en actieve onderbeen geamputeerde patiënten, heeft de AKDT 80% minder vertikale rek dan de Easyliners. Hierdoor wordt er meer controle en stabiliteit bereikt.

## Eigenschappen

- De gelimiteerde vertikale rek beperkt de beweging van overtollig weefsel;
- Hoge zijdelingse belasting om een optimale pasvorm te garanderen;
- Breder distaal eindstuk voor een beter fitting;
- De grootte van het distale eindstuk verhoudt zich proportioneel tot de grootte van de liner;
- Verkrijgbaar met distaal eindstuk en in 3 of 6mm dikte.

## Maten & referenties

Afmeting (in cm) *	3 mm	6 mm
<b>Omschrijving</b>	Uniform	Uniform
<b>20 - 23</b>	LBAKDT-20-3	LBAKDT-20-6
<b>24 - 25</b>	LBAKDT-24-3	LBAKDT-24-6
<b>26 - 27</b>	LBAKDT-26-3	LBAKDT-26-6
<b>28 - 31</b>	LBAKDT-28-3	LBAKDT-28-6
<b>32 - 37</b>	LBAKDT-32-3	LBAKDT-32-6
<b>38 - 43</b>	LBAKDT-38-3	LBAKDT-38-6
<b>44 - 53</b>	LBAKDT-44-3	LBAKDT-44-6


\* Gemeten op 6 cm van het distale einde

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## AK GEL LINER (AKDT) DOORSNEDEDIAGRAMMEN



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# Extreme Sleeve Fabric

## Reinforced (SFK)

### GripGel Suspension Sleeve met bekleding



#### Indicaties

De Extreme Sleeve SFK is een duurzaam product dat veel gemak en comfort biedt dankzij de Alps GripGel samenstelling. De SFK Sleeve heeft een beperkte verticale rek, en de elasticiteit van de bekleding laat een uitstekende vrijheid van de flexie van de knie toe.

#### Eigenschappen


- Beperkte verticale rek
- Vrijheid van bewegen door knieflexie
- Voordelig dankzij vacuüm suspensie om meer zekerheid te garanderen
- Zeer duurzaam
- Verkrijgbaar in 3 en 6 mm
- 90 dagen garantie
- Producten: (XX geeft de maat aan - zie maattabel)
  - SFK-XX-3 : Extreme Sleeve 3mm dik
  - SFK-XX-6 : Extreme Sleeve 6mm dik

#### Maten & referenties

Uitvoering		3 mm	6 mm
Afmeting (in cm) *	Maat	Uniform	Uniform
20 - 24	XS	LBSFK - 16-3	LBSFK - 16-6
25 - 30	S	LBSFK - 20-3	LBSFK - 20-6
31 - 34	M	LBSFK - 24-3	LBSFK - 24-6
35 - 37	M+	LBSFK - 26-3	LBSFK - 26-6
38 - 40	L	LBSFK - 28-3	LBSFK - 28-6
41 - 45	XL	LBSFK - 32-3	LBSFK - 32-6
46 - 60	XXL	LBSFK - 38-3	LBSFK - 38-6
61 - 70	XXXL	LBSFK - 44-3	LBSFK - 44-6


Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## Extreme Sleeve Fabric Reinforced (SFK) doorsneden diagram



The 6mm is recommended for very active users.

## Hoe de maat nemen? Maten genomen op 10 cm boven de knieschijf





O &amp; P

PROTHESEN - Alps Sleeves

-Pasl79-

# EasySleeve™ Fabric Reinforced (SFR)

Gel suspensie Sleeve met bekleding  
(SFS - Sticky uitvoering)



## Indicaties

De EasySleeve is een duurzaam product dat veel gemak en comfort biedt, mede door de elastische bekleding.

## Eigenschappen

- Minimaliseert compressie en irritatie proximaal
- Vrijheid van bewegen door knieflexie
- Voordelig dankzij vacuüm suspensie om meer zekerheid te garanderen
- Langere lengtes beschikbaar
- Zeer duurzaam
- Verkrijgbaar in 3 en 6 mm
- 90 dagen garantie
- Produkten : (XX geeft de maat aan - zie maattabel)
  - SFR-XX-3 : EasySleeve® 3mm dik
  - SFR-XX-6 : EasySleeve® 6mm dik
  - SFS-XX-3 : EasySleeve® Sticky 3mm dik
  - SFS-XX-6 : EasySleeve® Sticky 6mm dik


## Maten & referenties

Uitvoering		3 mm	6 mm	3 mm	6 mm	Lengte
Afmeting (in cm) *	Maat	Uniform	Uniform	Uniform	Uniform	(cm)
<b>20 - 24</b>	XS	LBSFR - 16-3	LBSFR - 16-6	LBSFS - 16-3	LBSFS - 16-6	27.9-30.5
<b>25 - 30</b>	S	LBSFR - 20-3	LBSFR - 20-6	LBSFS - 20-3	LBSFS - 20-6	38.10-40.6
<b>31 - 34</b>	M	LBSFR - 24-3	LBSFR - 24-6	LBSFS - 24-3	LBSFS - 24-6	38.10-40.6
<b>35 - 37</b>	M	LBSFR - 26-3	LBSFR - 26-6	LBSFS - 26-3	LBSFS - 26-6	38.10-40.6
<b>38 - 40</b>	L	LBSFR - 28-3	LBSFR - 28-6	LBSFS - 28-3	LBSFS - 28-6	38.10-40.6
<b>41 - 45</b>	XL	LBSFR - 32-3	LBSFR - 32-6	LBSFS - 32-3	LBSFS - 32-6	34.3-36.8
<b>46 - 60</b>	XXL	LBSFR - 38-3	LBSFR - 38-6	LBSFS - 38-3	LBSFS - 38-6	38.10-40.6
<b>61 - 70</b>	XXXL	LBSFR - 44-3	LBSFR - 44-6	LBSFS - 44-3	LBSFS - 44-6	38.10-40.6


\* Gemeten op 10 cm van de knieschijf

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## EasySleeve™ Fabric Reinforced SFR/SFS doorsneden diagram



## Hoe de maat nemen? Maten genomen op 10 cm boven de knieschijf



# EasySleeve™

## Fabric Reinforced (SFR)

*Gel suspensie Sleeve met bekleding  
(SFS - Sticky uitvoering)*



### Indicaties

De EasySleeve is een duurzaam product dat veel gemak en comfort biedt, mede door de elastische bekleding.

### Eigenschappen

- Minimaliseert compressie en irritatie proximaal
- Vrijheid van bewegen door knieflexie
- Voordelig dankzij vacuüm suspensie om meer zekerheid te garanderen
- Langere lengtes beschikbaar
- Zeer duurzaam
- Verkrijgbaar in 3 en 6 mm
- 90 dagen garantie
- Produkten : (XX geeft de maat aan - zie maattabel)
  - SFR-XX-3 : EasySleeve® 3mm dik
  - SFR-XX-6 : EasySleeve® 6mm dik
  - SFS-XX-3 : EasySleeve® Sticky 3mm dik
  - SFS-XX-6 : EasySleeve® Sticky 6mm dik

### Maten & referenties

Uitvoering		3 mm	6 mm	3 mm	6 mm	Lengte
Afmeting (in cm) *	Maat	Uniform	Uniform	Uniform	Uniform	(cm)
20 - 24	XS	LBSFR - 16-3	LBSFR - 16-6	LBSFS - 16-3	LBSFS - 16-6	27.9-30.5
25 - 30	S	LBSFR - 20-3	LBSFR - 20-6	LBSFS - 20-3	LBSFS - 20-6	38.10-40.6
31 - 34	M	LBSFR - 24-3	LBSFR - 24-6	LBSFS - 24-3	LBSFS - 24-6	38.10-40.6
35 - 37	M	LBSFR - 26-3	LBSFR - 26-6	LBSFS - 26-3	LBSFS - 26-6	38.10-40.6
38 - 40	L	LBSFR - 28-3	LBSFR - 28-6	LBSFS - 28-3	LBSFS - 28-6	38.10-40.6
41 - 45	XL	LBSFR - 32-3	LBSFR - 32-6	LBSFS - 32-3	LBSFS - 32-6	34.3-36.8
46 - 60	XXL	LBSFR - 38-3	LBSFR - 38-6	LBSFS - 38-3	LBSFS - 38-6	38.10-40.6
61 - 70	XXXL	LBSFR - 44-3	LBSFR - 44-6	LBSFS - 44-3	LBSFS - 44-6	38.10-40.6


\* Gemeten op 10 cm van de knieschijf

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## EasySleeve™ Fabric Reinforced SFR/SFS doorsnедedidiagram



## Hoe de maat nemen? Maten genomen op 10 cm boven de knieschijf





O &amp; P

# Naadloze Suspensie Sleeve SFB



## Indicaties

De naadloze suspensie Sleeve SFB is een product dat veel comfort biedt door het Alps Gripgel principe. De SFB Sleeve heeft een nieuw zwarte gebreide stof dat blijft toestaan dat de gebruiker een uitstekende vrijheid van de knie-flexie behoudt. Met een dun profiel van slechts 2 mm dikte is het de ideale keuze voor veel gebruikers.

## Eigenschappen


- Draadloos, uit één stuk vervaardigd
- Langere lengte van de sleeve
- Verkrijgbaar in 2 mm
- 90 dagen garantie

## Maten & referenties

Naadloze Suspensie Sleeve SFB Maatschema  
Maat genomen 10 cm boven de knieschijf

Hoe de maat nemen?  
10 cm boven de knieschijf meten.


<b>Omvang gemeten (cm)</b>	<b>2mm</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Uniform</b>
25-30 cm	LBSFB20-2
31-34 cm	LBSFB24-2
35-37 cm	LBSFB26-2
38-40 cm	LBSFB28-2
41-45 cm	LBSFB32-2



## EasySleeve™ Super Stretch SLE doorsneden diagram



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 10 cm boven de knieschijf



# Reinforced Clearline (SLR)

*Silicone suspension sleeve met bekleding*



## Indicaties

De Reinforced Siliconen Sleeve is uitermate geschikt voor zeer actieve mensen. De slechts 1,5 mm dikke sleeve heeft zich immers bewezen in comfort en duurzaamheid.

## Eigenschappen

- Complete vrijheid van beweging
- Voordelig dankzij vacuüm suspensie om meer zekerheid te garanderen
- Minimaliseert compressie proximaal
- Zeer duurzaam
- Zeer sterk
- Slechts 1,5 mm dik
- Eveneens op aanvraag (maatwerk) te verkrijgen in andere maten dan in tabel


## Maten & referenties

Uitvoering		1.5 mm
Afmeting (in cm) *	Maat	Uniform
28 - 32	S	LBSLR - S
33 - 34	M	LBSLR - M
35 - 37	L	LBSLR - L
38 - 40	XL	LBSLR - XL
41 - 45	2XL	LBSLR - 2XL
46 - 51	3XL	LBSLR - 3XL
52 - 57	4XL	LBSLR - 4XL
58 - 64	5XL	LBSLR - 5XL


\* Gemeten op 10 cm van de knieschijf

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## Reinforced clearline SLR doorsneden diagram



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 10 cm boven de knieschijf



# V.I.V.A.™ (VIVA)

*Valve Integrated Vacuum Activated Sleeve*



## Indicaties

De Alps V.I.V.A. Sleeve heeft een ingebouwd ventiel om te kunnen voorzien in een optimale pasvorm en een uitstekende fitting.

## Eigenschappen

- Ingebouwd ventiel om de lucht te laten ontsnappen
- Minimale druk en irritatie proximaal
- Door knieflexie grote mate van bewegingsvrijheid
- Duurzaam
- Voorziet in grote mate van veiligheid
- Verkrijgbaar in 3 en 6 mm


## Maten & referenties

Uitvoering		3 mm	6 mm	Lengte
Afmeting (in cm) *	Maat	Uniform	Uniform	(cm)
20 - 24	XS	LBVIVA - 16-3	LBVIVA - 16-6	27.9-30.5
25 - 30	S	LBVIVA - 20-3	LBVIVA - 20-6	38.10-40.6
31 - 34	M	LBVIVA - 24-3	LBVIVA - 24-6	38.10-40.6
35 - 37	M	LBVIVA - 26-3	LBVIVA - 26-6	38.10-40.6
38 - 45	L	LBVIVA - 28-3	LBVIVA - 28-6	38.10-40.6
46 - 54	XL	LBVIVA - 32-3	LBVIVA - 32-6	34.3-36.8


\* Gemeten op 10 cm van de knieschijf

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## V.I.V.A™ VIVA doorsneden diagram



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 10 cm boven de knieschijf





O & P

PROTHESEN - Alps Extra

-Pae87-

# Coolmax

## prothese kousen



### Eigenschappen

De Alps prothesekousen zijn licht van gewicht en zacht, verkrijgbaar in een 1, 3 of 5 draads uitvoering. De kousen zijn vervaardigd met Coolmax® vezels om een vochtmanagement systeem te creëren dat transpiratievocht verwijderd van het lichaam en door het weefsel, waar het snel kan verdampen.

De kousen zijn geschikt voor volume schommelingen en kunnen alleen of met een prothese worden gedragen.

### Voordelen

- Coolmax® vezels geven een koel en aangenaam draagcomfort
- Behoudt zijn vorm na verloop van tijd, minimale rek
- Kousen met een distale opening zijn alleen beschikbaar met kunststof versteviging
- Het kunststof versterkte gat voorkomt uitrafelen van de naad rondom de distale opening

### Maatvoering

- Gemeten maat 5 cm boven Distaal : Narrow 20-23 cm, Medium 23-31 cm, Wide 31-36 cm
- Lengte van de kous + 5 cm : Extra Short 20-26 cm, Short 26-36 cm, Regular 36-46 cm, Long 46-60 cm, extra Long boven de 60 cm



Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

Maten en omschrijving			1-PLY	3-PLY	5-PLY
<b>NARROW</b>	No Hole	Extra Short	KCN 8-1N	KCN 8-3N	KCN 8-5N
		Short	KCN 10-1N	KCN 10-3N	KCN 10-5N
		Regular	KCN 14-1N	KCN 14-3N	KCN 14-5N
		Long	KCN 18-1N	KCN 18-3N	KCN 18-5N
		Extra Long	KCN 22-1N	KCN 22-3N	KCN 22-5N
	With Hole	Extra Short	KCN 8-1HR	KCN 8-3HR	KCN 8-5HR
		Short	KCN 10-1HR	KCN 10-3HR	KCN 10-5HR
	Reinforced	Regular	KCN 14-1HR	KCN 14-3HR	KCN 14-5HR
		Long	KCN 18-1HR	KCN 18-3HR	KCN 18-5HR
		Extra Long	KCN 22-1HR	KCN 22-3HR	KCN 22-5HR
<b>MEDIUM</b>	No Hole	Extra Short	KCM 8-1N	KCM 8-3N	KCM 8-5N
		Short	KCM 10-1N	KCM 10-3N	KCM 10-5N
		Regular	KCM 14-1N	KCM 14-3N	KCM 14-5N
		Long	KCM 18-1N	KCM 18-3N	KCM 18-5N
		Extra Long	KCM 22-1N	KCM 22-3N	KCM 22-5N
	With Hole	Extra Short	KCM 8-1HR	KCM 8-3HR	KCM 8-5HR
	Reinforced	Short	KCM 10-1HR	KCM 10-3HR	KCM 10-5HR
		Regular	KCM 14-1HR	KCM 14-3HR	KCM 14-5HR
		Long	KCM 18-1HR	KCM 18-3HR	KCM 18-5HR
		Extra Long	KCM 22-1HR	KCM 22-3HR	KCM 22-5HR
<b>WIDE</b>	No Hole	Extra Short	KCW 8-1N	KCW 8-3N	KCW 8-5N
		Short	KCW 10-1N	KCW 10-3N	KCW 10-5N
		Regular	KCW 14-1N	KCW 14-3N	KCW 14-5N
		Long	KCW 18-1N	KCW 18-3N	KCW 18-5N
		Extra Long	KCW 22-1N	KCW 22-3N	KCW 22-5N
	With Hole	Extra Short	KCW 8-1HR	KCW 8-3HR	KCW 8-5HR
	Reinforced	Short	KCW 10-1HR	KCW 10-3HR	KCW 10-5HR
		Regular	KCW 14-1HR	KCW 14-3HR	KCW 14-5HR
		Long	KCW 18-1HR	KCW 18-3HR	KCW 18-5HR
		Extra Long	KCW 22-1HR	KCW 22-3HR	KCW 22-5HR



O &amp; P

PROTHESEN - Alps Extra

-Pae89-

# ALPS Thermoskin (TSK)



## Indicaties

De ALPS Thermoskin is een cosmetische hoes die over het model met een föhn 'gekrompen' kan worden.

## Eigenschappen


- 2 maten
- Zeer comfortabel
- Vóór-gerokken, op te warmen om juiste pasvorm te verkrijgen
- Geen compressie van het schuim
- Geen naad aan de enkel
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren (X)

## Maten & referenties


	Voet Lengte (cm)	Enkel Omtrek (cm)	Kuit Omtrek (cm)	Standaard
<b>SMALL</b>				LBTSK-X - S
	<b>Minimum</b>	18	17	
<b>LARGE</b>	<b>Maximum</b>	23	22	LBTSK-X - L
	<b>Minimum</b>	23	22	
	<b>Maximum</b>	30	29	
			45	

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## Beschikbare kleuren



## Hoe de maat nemen ?



# ALPS Skin Reliever (ENCP)



## Indicaties

De ALPS Skin Reliever ontlast de huid van wrijving, schuifkracht en voorkomt het afschuren ervan. Het geeft extra comfort en is zeer duurzaam. Zeer aan te raden bij het slinken van de stomp.

## Eigenschappen

- Hoge elasticiteit
- Comfortabel
- Verminderde zwenking en afschuring
- Verzacht en kalmeert de huid

## Maten & referenties


Uitvoering	3mm - 1.5mm
Afmeting (in cm) *	Tapered
16 - 20	LBENCP - 16
21 - 28	LBENCP - 20
* Gemeten op 6 cm van het distale einde	

Verdere gegevens in verband met maatname: zie achterzijde

## ALPS Skin Reliever ENCP doorsnедdiagram



Hoe de maat nemen? Maten genomen op 6 cm distaal



# ALPS Skincare



## Alps Skin Lotion SL108

Prosthetic Skin Lotion voor gevoelige huid

ALPS 100% Silicone Skin Lotion houdt de droge gevoelige huid soepel.

Hypoalergeen, bevat geen geur- en kleurstoffen.

ALPS Skin Lotion geeft geen vet gevoel en kan zuinig gebruikt worden om droge huid en kloven te verzachten.

Verkrijgbaar in 4 oz. (SL108) en 32 oz. (SL108-32) flacons.

Aangeraden om te gebruiken in combinatie met :

- Gel (thermoplastisch) - EASYLINER
- Siliconen - CLEARPRO
- Urethaan



## Alps Prosthetic Lubricant PA604

70% Isopropyl Alcohol Prosthetic Lubricant for Silicone Liners

ALPS Prosthetic Lubricant helpt bij het aanbrengen van siliconen prothese liners.

Het voorkomt het 'plakkerig' gevoel en laat toe om de liner makkelijk op te rollen.

Verkrijgbaar in 16 oz. flacon.

Aangeraden om te gebruiken in combinatie met :

- Siliconen - CLEARPRO
- Urethaan



## Alps Prosthetic Cleanser PD595

Prosthetic Cleanser voor gevoelige huid

ALPS Prosthetic Cleanser is een niet-alkaline, zeep-vrij reinigingsmiddel dat kan gebruikt worden bij zowel hand- als machine-was van de liners en sleeves.

Personen met een gevoelige huid zullen eveneens merken dat deze Prosthetic Cleanser ideaal is om de huid die in contact komt met de prothese te wassen.

Verkrijgbaar in 16 oz. flacon.

Aangeraden om te gebruiken met :

- Gel (thermoplastisch) - EASYLINER
- Siliconen - CLEARPRO
- Urethaan



## Alps Prosthetic Ointment P0840

Prosthetic Ointment en beschermt

ALPS Prosthetic Ointment is een vitamine A en D complex dat de huid kalmeert en beschermt. Het kan 's nachts gebruikt worden wanneer men de prothese verwijderd heeft of overdag onder een siliconen prothese apparaat.

Verkrijgbaar in 4 oz. tube.

Aangeraden om te gebruiken samen met :

- Siliconen - CLEARPRO
- Urethaan



O &amp; P

PROTHESEN - Liners

-Pli95-

# Gelsil Liners 2mm



## Cushion uitvoering (zonder distaal eindstuk)

De Gelsil 2 mm liners zijn vervaardigd uit een siliconengel Copsil GLS-45 met een hardheid van 50 shore 00 of van de siliconengel Copsil GLC-25 met een hardheid van 25 shore 00. Zonder distaal eindstuk (Cushion uitvoering) zijn ze leverbaar met een niet versterkte binnenzijde en een buitenzijde die bekleed is. Liners zijn verkrijgbaar in 7 maten en 2 lengtematen ( 33cm & 53 cm ).

### Gelsil Cushion Liner 2 mm

Artikel	Hardheid	Uitvoering	Maat	Referentie
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 1	MCMSIR 25SDA1
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 2	MCMSIR 25SDA2
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 2 long	MCMSIR 25SDA2L
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 3	MCMSIR 25SDA3
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 3 long	MCMSIR 25SDA3L
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 4	MCMSIR 25SDA4
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 5	MCMSIR 25SDA5

### Liners 2 mm zonder distaal eindstuk 50 shore 00

Artikel	Hardheid	Uitvoering	Maat	Referentie
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 1	MCMSIR 50SDA1
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 2	MCMSIR 50SDA2
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 2 long	MCMSIR 50SDA2L
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 3	MCMSIR 50SDA3
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 3 long	MCMSIR 50SDA3L
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 4	MCMSIR 50SDA4
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 5	MCMSIR 50SDA5

## Locking uitvoering (met distaal eindstuk)

De Gelsil 2 mm liners zijn vervaardigd uit een siliconengel Copsil GLS-45 met een hardheid van 50 shore 00 of van de siliconengel Copsil GLC-25 met een hardheid van 25 shore 00. Met distaal eindstuk (Locking uitvoering) zijn ze leverbaar met een niet versterkte binnenzijde en een buitenzijde die bekleed is met een huidkleurige lycra. Liners zijn verkrijgbaar in 7 maten en 2 lengtematen ( 33cm & 53 cm ).

### Gelsil Locking Liner 2 mm

Artikel	Hardheid	Uitvoering	Maat	Referentie
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 1	MCMSIR 25ADA1
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 2	MCMSIR 25ADA2
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 2 long	MCMSIR 25ADA2L
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 3	MCMSIR 25ADA3
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 3 long	MCMSIR 25ADA3L
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 4	MCMSIR 25ADA4
GELSIL 2	25 Sh	non reinforced, covered	maat 5	MCMSIR 25ADA5

### Liners 2 mm met distaal eindstuk 50 shore 00

Artikel	Hardheid	Uitvoering	Maat	Referentie
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 1	MCMSIR 50ADA1
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 2	MCMSIR 50ADA2
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 2 long	MCMSIR 50ADA2L
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 3	MCMSIR 50ADA3
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 3 long	MCMSIR 50ADA3L
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 4	MCMSIR 50ADA4
GELSIL 2	50 Sh	non reinforced, covered	maat 5	MCMSIR 50ADA5

### Maatname Gelsil Liner 2 mm

De maat wordt bepaald door 2 omtrekmaten (bovenkant maat C1 en onderkant C2). De GELSIL 2 liners met of zonder distaal eindstuk zijn verkrijgbaar in 2 lengtematen: 33 cm & 53 cm.

Om de maat van de liner te vinden, meet je de omvang op 5 en 8 cm distaal. Maatname is direct op de huid zonder druk te geven.

#### Berekening van de maat zonder distaal eindstuk (Cushion uitvoering)

#### Omvangsmaat 5 cm distaal

C1	van 18 tot 21 cm	size 1
C2	van 22 tot 25,5 cm	size 2
C2L	van 21 tot 23 cm	size 2 long
C3	van 26 tot 29,5 cm	size 3
C3L	van 23,5 tot 27 cm	size 3 long
C4	van 30 tot 33 cm	size 4
C5	van 33,5 tot 37 cm	size 5

#### Berekening van de maat met distaal eindstuk (Locking uitvoering)

#### Omvangsmaat 5 cm distaal

C1	van 18 tot 21 cm	size 1
C2	van 22 tot 25,5 cm	size 2
C2L	van 21 tot 23 cm	size 2 long
C3	van 25,5 tot 29 cm	size 3
C3L	van 24,5 tot 27,5 cm	size 3 long
C4	van 29,5 tot 32,5 cm	size 4
C5	van 33 tot 34,5 cm	size 5



O &amp; P

# Gelsil Liners 6mm



De GELSIL 6 liners zijn vervaardigd uit het materiaal silicone gel COPSIL GLC-25, met een waarde van 25 shore 00.

In de cushion uitvoering zijn ze leverbaar niet versterkt aan de binnenzijde en bekleedt aan de buitenzijde of wel versterkt aan de binnenzijde maar niet bekleedt aan de buienzijde.

In de locking uitvoering (waarbij het distale eindstuk tijdens de vervaardiging sterk in de silicone gel is ingebet) zijn deze liners ook van de silicone gel COPSIL GLC-25, met een waarde van 25 shore 00 gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar niet versterkt aan de binnenzijde maar aan de buitenzijde versterkt met een huidskleurige lycra. Al de types zijn verkrijgbaar in 7 maten en 2 lengtes (33 en 53 cm)

## Gelsil Cushion Liner 6 mm

Artikel	Hardheid	Uitvoering	Maat	Referentie
GELSIL 6	25 Sh	reinforced, transparent	size 1	MC MSI SDA1
GELSIL 6	25 Sh	reinforced, transparent	size 2	MC MSI SDA2
GELSIL 6	25 Sh	reinforced, transparent	size 2 long	MCMSI SDA2L
GELSIL 6	25 Sh	reinforced, transparent	size 3	MCMSI SDA3
GELSIL 6	25 Sh	reinforced, transparent	size 3 long	MCMSI SDA3L
GELSIL 6	25 Sh	reinforced, transparent	size 4	MCMSI SDA4
GELSIL 6	25 Sh	reinforced, transparent	size 5	MCMSI SDA5

Artikel	Hardheid	Uitvoering	Maat	Referentie
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, with external cover	size 1	MCMSIR SDA1
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, with external cover	size 2	MCMSIR SDA2
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, with external cover	size 2 long	MCMSIR SDA2L
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, with external cover	size 3	MCMSIR SDA3
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, with external cover	size 3 long	MCMSIR SDA3L
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, with external cover	size 4	MCMSIR SDA4
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, with external cover	size 5	MCMSIR SDA5

## Gelsil Locking Liner 6 mm

Artikel	Hardheid	Uitvoering	Maat	Referentie
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, covered	size 1	MCMSI ADA1
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, covered	size 2	MCMSI ADA2
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, covered	size 2 long	MCMSI ADA2L
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, covered	size 3	MCMSI ADA3
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, covered	size 3 long	MCMSI ADA3L
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, covered	size 4	MCMSI ADA4
GELSIL 6	25 Sh	non reinforced, covered	size 5	MCMSI ADA5

## Maatname Gelsil Liner 6 mm

De maat wordt bepaald door 2 omtrekmaten (bovenkant maat C1 en onderkant C2). De GELSIL 6 liners met of zonder distaal eindstuk zijn verkrijgbaar in 2 lengtematen: 33 cm & 53 cm.

Om de maat van de liner te vinden meet je de omvang op 5 en 8 cm distaal. Maatname is direct op de huid zonder druk te geven.

### Berekening van de maat zonder distaal eindstuk (Cushion uitvoering)

#### Omvangsmaat 5 cm distaal

C1	van 17 to 20 cm	size 1
C2	van 20,5 to 23,5 cm	size 2
C3	van 23,5 to 27,5 cm	size 3
C4	van 27,5 to 30,5 cm	size 4
C5	van 30,5 to 33,5 cm	size 5

### Berekening van de maat met distaal eindstuk (Locking uitvoering)

#### Omvangsmaat 5 cm distaal

C1	van 17,5 to 20,5 cm	size 1
C2	van 21 to 23,5 cm	size 2
C2L	van 20 to 23 cm	size 2 long
C3	van 24 to 27,5 cm	size 3
C3L	van 23,5 to 27 cm	size 3 long
C4	van 28 to 31 cm	size 4
C5	van 31 to 34,5 cm	size 5



O &amp; P

PROTHESEN - Liners

-Pli99-

# DreamLINER

*100% Silicone Liner, 3 mm Cushion*



## *Indicaties*

De Dreamliner is uitermate geschikt voor actieve patiënten. Voor beneden- en bovenbeen amputaties.

## *Eigenschappen*


De Dreamliner is gemaakt van een medicinale hoge shore waarde siliconen.  
Allergievrij en antibacterieel.

## *Maten & referenties*


Art. Nr.			
zonder pin	Maat	Dikte	Lengte
LBSL02C=210	210mm	3mm	44cm
LBSL02C=220	220mm	3mm	44cm
LBSL02C=235	235mm	3mm	44cm
LBSL02C=250	250mm	3mm	44cm
LBSL02C=265	265mm	3mm	44cm
LBSL02C=280	280mm	3mm	44cm
LBSL02C=300	300mm	3mm	44cm
LBSL02C=320	320mm	3mm	44cm
LBSL02C=340	340mm	3mm	44cm
LBSL02C=360	360mm	3mm	44cm
LBSL02C=380	380mm	3mm	44cm
LBSL02C=400	400mm	3mm	44cm
LBSL02C=420	420mm	3mm	44cm
LBSL02C=440	440mm	3mm	44cm

zie keerzijde:

Meet elke omvang circa 4 cm boven het distale eind en kies de liner in de tabel met dezelfde maat of 1 maat kleiner.



Dream Liner™ siliconen liner heeft een totale lengte van 44 cm en is bruikbaar voor de lange stomp.





O &amp; P

PROTHESEN - Liners

-Pli101-

# DreamLINER

*100% Silicone Liner, 3mm Locking*



## Indicaties

De Dreamliner is uitermate geschikt voor actieve patiënten. Voor beneden- en bovenbeen amputaties.

## Eigenschappen

De Dreamliner is gemaakt van een medicinale hoge shore waarde siliconen.  
Allergievrij en antibacterieel.

## Maten & referenties


Art. Nr.			
met pin	Maat	Dikte	Lengte
LBSL01C=210	210mm	3mm	44cm
LBSL01C=220	220mm	3mm	44cm
LBSL01C=235	235mm	3mm	44cm
LBSL01C=250	250mm	3mm	44cm
LBSL01C=265	265mm	3mm	44cm
LBSL01C=280	280mm	3mm	44cm
LBSL01C=300	300mm	3mm	44cm
LBSL01C=320	320mm	3mm	44cm
LBSL01C=340	340mm	3mm	44cm
LBSL01C=360	360mm	3mm	44cm
LBSL01C=380	380mm	3mm	44cm
LBSL01C=400	400mm	3mm	44cm
LBSL01C=420	420mm	3mm	44cm
LBSL01C=440	440mm	3mm	44cm

zie keerzijde:

Meet elke omvang circa 4 cm boven het distale eind en kies de liner in de tabel met dezelfde maat of 1 maat kleiner



Dream Liner™ siliconen liner heeft een totale lengte van 44 cm en is bruikbaar voor de lange stomp.





O &amp; P

# AKS-gordel

(Above Knee Suspension Belt)



## Indicaties

De AKS-gordel is een elastische hulp- en steungordel die meer vertrouwen, zekerheid en comfort geeft bij het dragen van een prothese. De neopreen gordel is aan de binnenzijde bekleed met rubber dat zorgt voor een nog betere pasvorm en steun.

## Eigenschappen

- Zeer comfortabel
- Cosmetisch verantwoord
- Wasbaar
- Volledig ROM
- Meer stabiliteit
- Kan zowel links als rechts worden gedragen

## Maten & referenties

maat	referentie
small (41-51 cm)	PBAAKS - S
medium (51-61 cm)	PBAAKS - M
large (61-76 cm)	PBAAKS - L

# 1-assig kniegewricht



## Indicaties

1-Assig kniegewricht voor geriatrische patiënten bij wie een knie met vaststelling vereist is met een duidelijk hoorbaar klik-slot.

## Eigenschappen

- Lichte aluminium uitvoering (433g)
- Aanpasbaar op alle modulaire systemen
- Gebruiksvriendelijk slotmechanisme
- Duidelijk klik-slot

## Maten & referenties

naam artikel	referentie
1-assig kniegewricht	PBE41



O &amp; P

PROTHESEN - Andere

-Pa107-

# Durr Fillauer producten



## Pins


Referentie	Omschrijving
LPT809722	Plunger 1", with 1/4-20 Thread
LPT809725	Plunger 1 1/2", with 1/4-20 Thread
LPT809727	Plunger 2", with 1/4-20 Thread

## Shuttle Locks

Referentie	Omschrijving
LBO125234	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 1", 1/4-20
LBO125232	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 1 1/2", 1/4-20
LBO125237	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 2", 1/4-20

## Fabrication Kit

Referentie	Omschrijving
LBO125239	Fabrication Kit
Inclusief:	
125314	Threaded Plug, 3/4-16x1"
125315	Distal Socket Plug
125348	Plug Screw F/Shield
880490	Set Screw, 5/16-18x2"
885347	Hex Key, 1/4"
880928	Threaded Plug Screw, 3/4-16x3/8



\* Used only with Unitized Housing Shuttle Lock

## Heupscharnieren

OHO058646	Fillauer Heupscharnier 25°
OHO058648	Fillauer Heupscharnier 35°




# *Fillauer LLC*

*The lock system widely used today was originally invented in 1983 by Carlton Fillauer. The same basic design is still used today and considered the standard in suspension systems.*



## *Shuttle Lock Assembly*

Referentie	Omschrijving
125229	Shuttle Lock Kit, without Plunger
125234	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 1 in., 1/4-20
125232	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 1-1/2 in., 1/4-20
125237	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 2 in., 1/4-20
125234mm	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 1 in., M10 Metric
125232mm	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 1-1/2 in., M10 Metric
125237mm	Shuttle Lock Kit, with Plunger, 2 in., M10 Metric
809747	Shuttle Lock Body
125345	Button Shield
809712	Guide Screw Assembly
809731	Latch Pin
809730	Latch Pin Button
809732	Mounting Nut
809757	Pe-Lite™ Washers 3/4 in.
809758	Pe-Lite™ Washers 1 in.



*Plungers (Sold Separately)*

Referentie	Omschrijving
809722	Plunger 1 in., with 1/4-20 Thread
809725	Plunger 1-1/2, with 1/4-20 Thread
809727	Plunger 2 in., with 1/4-20 Thread
809722mm	Plunger 1 in., with M10 Metric Thread
809725mm	Plunger 1-1/2, with M10 Metric Thread
809727mm	Plunger 2 in., with M10 Metric Thread
809720mm	Plunger 2-1/2 in., with M10 Metric Thread
809721mm	Plunger 3 in., with M10 Metric Thread





O &amp; P

## PROTHESEN- Onderdelen

-Pond95-

## Aluminium



Poort-16A



Poort-18A



Poort-20A



Poort-23A=32

REFERENTIE	OMSCHRIJVING ARTIKEL	EENHEID
POORT-12A=250	Tube Adapter With 30 mm Tube - Aluminium -	stuk
POORT-12A=400	Tube Adapter With 30 mm Tube - Aluminium -	stuk
POORT-23A=32	Double Adapter With Adjustment Screw 32mm - Aluminium -	stuk
POORT-23A=45	Double Adapter With Adjustment Screw 45mm - Aluminium-	stuk
POORT-23A=60	Double Adapter With Adjustment Screw 60mm - Aluminium -	stuk
POORT-23A=75	Double Adapter With Adjustment Screw 75mm - Aluminium -	stuk
POORT-15A	Tube Clamp Adapter For 30 mm Tube - Aluminium -	stuk
POORT-16A	Socket Adapter With Pyramid, Short Prong - Aluminium –	stuk
POORT-17A	Socket Adapter with Pyramid - Aluminium –	stuk
POORT-18A	Socket Adapter with rotation adjustment -Aluminium -	stuk
POORT-19A	Socket Adapter with adjustment screws - Aluminium -	stuk
POORT-20A	Socket Adapter with rotation adjustment screws - Aluminium-	stuk

## Specials



Poort-101



Poort-102



Poort-104



Poort-24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING ARTIKEL	EENHEID
POORT-101	A.K. Foam Cover	stuk
POORT-101C	A.K. Foam Cover For Children	stuk
POORT-104	D.K. Foam Cover	stuk
POORT-102	B.K.Foam Cover	stuk
POORT-102C	B.K. Foam Cover For Children	stuk
POORT-103	B.K. Foam Cover - Plastazote -	stuk
POORT-24	Socket Attachment Block	stuk

*Kinderen*



Poort-10SC

Poort-12AC

Poort-16SC

Poort-24CP

REFERENTIE	OMSCHRIJVING ARTIKEL	EENHEID
POORT-10SC	Sach Foot Adapter - Steel -	stuk
POORT-12AC	Tube Adapter With 22 mm Tube	stuk
POORT-15AC	Tube Clamp Adapter For 22 mm Tube – Al -	stuk
POORT-16SC	Socket Adapter With Pyramid	stuk
POORT-19AC	Socket Adapter With Adjustment Screw	stuk
POORT-24CP	Socket Attachment Block	stuk



O & P

PROTHESEN- Onderdelen

-Pond97-

*Stainless Steel*



Poort-11S



Poort-12S



Poort-14S



Poort-15S




Poort-16S



Poort-17S



Poort-19S



Poort-21S



Poort-22S



Poort-23S



Poort-27S



Poort-28S



Poort-34S



Poort-38S

### *Maten & referenties*

REFERENTIE	OMSCHRIJVING ARTIKEL	EENHEID
POORT-09S=22-25	Single Axis Foot Adapter - Steel -	stuk
POORT-09S=26-30	Single Axis Foot Adapter - Steel -	stuk
POORT-10S=M10	Sach And Dynamic Foot Adapter - Steel - M10	stuk
POORT-10S=M8	Sach And Dynamic Foot Adapter - Steel - M8	stuk
POORT-11S	3 Prong Socket Adapter With Pyramid - Steel -	stuk
POORT-12S=250	Tube Adapter With 30 mm Tube - Steel -	stuk
POORT-12S=400	Tube Adapter With 30 mm Tube - Steel -	stuk
POORT-14S	Tube Adapter - Steel -	stuk
POORT-15S	Tube Clamp Adapter For 30 mm Tube - Steel -	stuk
POORT-16S	Socket Adapter With Pyramid, Short Prong - Steel -	stuk
POORT-16SL	Socket Adapter - Steel -	stuk
POORT-17S	Socket adapter with Pyramid - Steel -	stuk
POORT-18S	Socket Adapter with rotation adjustment - Steel -	stuk
POORT-19S	Socket adapter with adjustment screws - Steel -	stuk
POORT-20S	Socket Adapter with rotation adjustment screws - Steel -	stuk
POORT-21S	3 Prong Rotatable Socket Adapter With Adjustment Screw - Steel -	stuk
POORT-22S	3 Prong Rotatable Socket Adapter With Pyramid - Steel -	stuk
POORT-23S=32	Double Adapter With Adjustment Screw 32mm - Steel -	stuk
POORT-23S=45	Double Adapter With Adjustment Screw 45mm - Steel -	stuk
POORT-23S=60	Double Adapter With Adjustment Screw 60mm - Steel -	stuk
POORT-23S=75	Double Adapter With Adjustment Screw 75mm - Steel -	stuk
POORT-25S	Angled Tube Clamp Adapter - Steel -	stuk
POORT-26S	Tube Clamp Adapter with upper Pyramid - Steel -	stuk
POORT-27S	4-Prong socket adapter with rotation pyramid - Steel -	stuk
POORT-28S	4-Prong Rotatable Socket Adp. W/ Adjustment - Steel -	stuk
POORT-30S	Torsion Adapter - Steel -	stuk
POORT-31S	Tube Clamp Adapter - Steel -	stuk
POORT-32S=32	Double Adapter With Adjustment Screw & Pyramid 32mm - Steel	stuk
POORT-32S=45	Double Adapter With Adjustment Screw & Pyramid 45mm - Steel	stuk
POORT-32S=60	Double Adapter With Adjustment Screw & Pyramid 60mm - Steel	stuk
POORT-32S=75	Double Adapter With Adjustment Screw & Pyramid 75mm - Steel	stuk
POORT-33S	Siliding Adapter - Steel -	stuk
POORT-34S	Tube Adapter - Steel -	stuk
POORT-35S	Adapter with Screws - Steel -	stuk
POORT-36S	Adapter with Pyramid - Steel -	stuk
POORT-37S	3-Prong Lamination Anchor - Steel -	stuk
POORT-38S	4-Prong Lamination Anchor - Steel -	stuk
POORT-39S	Attachement Adapter - Steel -	stuk



O & P

PROTHESEN- Onderdelen

-Pond99-

*Titanium*



Poort-12T=250



Poort-12T=400



Poort-15T



Poort-16T



Poort-17T



Poort-18T



Poort-19T



Poort-21T



Poort-22T



Poort-23T



Poort-25T



Poort-28T



Poort-33T

### Maten & referenties

REFERENTIE	OMSCHRIJVING ARTIKEL	EENHEID
POORT-09T=22-25	Single Axis Foot Adapter - Titanium -	stuk
POORT-09T=26-30	Single Axis Foot Adapter - Titanium -	stuk
POORT-10T=M10	Sach And Dynamic Foot Adapter - Titanium - M10	stuk
POORT-10T=M8	Sach And Dynamic Foot Adapter - Titanium - M8	stuk
POORT-12T=250	Tube Adapter With 30 mm Tube - Titanium -	stuk
POORT-12T=400	Tube Adapter With 30 mm Tube - Titanium -	stuk
POORT-15T	Tube Clamp Adapter For 30 mm Tube - Titanium -	stuk
POORT-16T	Socket Adapter With Pyramid, Short Prong - Titanium -	stuk
POORT-17T	Socket adapter with Pyramid - Titanium -	stuk
POORT-18T	Socket adapter with rotation adjustment - Titanium -	stuk
POORT-19T	Socket adapter with adjustment screws - Titanium -	stuk
POORT-20T	Socket Adapter with rotation adjustment screws -Titanium -	stuk
POORT-21T	3 Prong Rotatable Socket Adapter With Adjustment Screw -Titanium	stuk
POORT-22T	3 Prong Rotatable Socket Adapter With Pyramid - Titanium -	stuk
POORT-23T=32	Double Adapter With Adjustment Screw 32mm -Titanium -	stuk
POORT-23T=45	Double Adapter With Adjustment Screw 45mm - Titanium -	stuk
POORT-23T=60	Double Adapter With Adjustment Screw 60mm - Titanium -	stuk
POORT-23T=75	Double Adapter With Adjustment Screw 75mm -Titanium -	stuk
POORT-25T	Angled Tube Clamp Adapter -Titanium -	stuk
POORT-26T	Tube Clamp Adapter with upper Pyramid - Titanium -	stuk
POORT-27T	4-Prong socket adapter with rotation pyramid - Titanium -	stuk
POORT-28T	4-Prong Rotatable Socket Adp. W/ Adjustment - Titanium -	stuk
POORT-30T	Torsion Adapter -Titanium -	stuk
POORT-32T=32	Double Adapter With Adjustment Screw & Pyramid 32mm - Titanium	stuk
POORT-32T=45	Double Adapter With Adjustment Screw & Pyramid 45mm - Titanium	stuk
POORT-32T=60	Double Adapter With Adjustment Screw & Pyramid 60mm - Titanium	stuk
POORT-32T=75	Double Adapter With Adjustment Screw & Pyramid 75mm - Titanium	stuk
POORT-33T	Sliding adapter - Titanium -	stuk
POORT-35T	Adapter with Screws - Titanium -	stuk
POORT-36T	Adapter with Pyramid - Titanium -	stuk