



## TheMoove® stoelverplaatser



### Voordelen

Voorkomt fysieke overbelasting bij zorgverleners.

Prettiger voor de cliënt.

Eenvoudig en licht in gebruik.

Te bedienen vanaf de zij- en achterkant.

Mogelijkheid tot meetrippelen door cliënt, behoud van mobiliteit.

Montage onder bijna iedere eetkamerstoel.

Eenmalige aanschaf.

Zeer aantrekkelijk in prijs.

## De innovatieve oplossing voor thuis, zorginstelling of horeca.

TheMoove® stoelverplaatser, de oplossing voor het aanschuiven van (bijna) iedere stoel. Ontzorg uw medewerkers in de zorg en horeca, maar ontzorg uzelf ook.

Een stoel voorzien van TheMoove® is zonder fysieke kracht eenvoudig aan te schuiven aan tafel. Door het frame met de voet te bedienen, worden de voorpoten van de stoel van de vloer opgelicht en is hierdoor makkelijk verplaatsbaar.

De zwenkwielen aan de voorkant zorgen ervoor dat de stoel zeer eenvoudig te manoeuvreren is.

Zonder fysieke kracht  
eenvoudig aanschuiven  
van iedere eetkamerstoel aan tafel.