



LENUS

## VLOERBED VOOR OPTIMALE VALPREVENTIE



### Voordelen

- Ultra-laag bed voorkomt valincidenten
- **24 Volt laagspanning** (veilig, lager energieverbruik)
- Volledig vrije onderbouw
  - Eenvoudige reiniging onder het bed
  - Vlot gebruik van tilliften
- Eendelige veiligheidshekken **met eenvoudig kliksysteem** voor optimale veiligheid
  - Hoogte 41cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 19cm)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van **15 tot 80cm** met **automatische tussenstop op 38cm**
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Alle **motoren kunnen zonder gereedschap vervangen worden** en zijn beschermd tegen beschadiging
- Kolombed (motoren voor hoogtevariatie aan hoofd- en voeteinde)
- Zetelpositie
  - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren





## Eigenschappen

- Vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 15-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt
- Semi-centraal remsysteem dankzij goed bereikbare rempedalen aan hoofd- en voeteinde
- Veilige werklust 225kg – max. patiëntengewicht 190kg
- Ombouw en houten veiligheidshekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen



## Opties en accessoires

- Houten omkadering voor hoofd- en of voeteinde
- Bedverlenging 20cm
- Soft cover voor veiligheidshekken



## Bestelnummers

BLEN

Lenus – 24V